

PP通风柜 通风柜 瑞斯达实验室设备

产品名称	PP通风柜 通风柜 瑞斯达实验室设备
公司名称	瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市蓬青路968号
联系电话	18550519634

产品详情

实验室通风柜有哪些注意事项：

1)过高和过低的面风速都会导致潜在危险的增加，面风速过低会导致毒气外逸，实验室通风柜，面风速过高会导致通风柜内部形成紊流和涡流，同样也可能会给有害气体外逸的机会。国际上最权威的标准和规范明确表示任何超过150fpm(0.76m/s)的面风速都会产生乱流从而导致潜在的有害气体泄漏。

2)系统反应速度很重要：反应快速的变风量控制系统能使排风量紧跟视窗高度的变化而同步变化，这样由于通风柜视窗升降造成的面风速的波动在很短的时间内就能回归稳定，将有害气体外溢止于未形。

通风柜通用配件有哪些

地脚，采用优质不锈钢与高强尼龙组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可调高度50mm，防酸、碱腐蚀，承重力强等特点。

铰链，采用优质175度铰链，防腐蚀，PP通风柜，无噪音，不回弹，强度好，不断折，使用寿命长等特点。

拉手，通风柜采用铝合金山字型暗拉手，外表环氧树脂喷涂。

水盆，通风柜采用实验室专用PP材料，通风柜，防酸、防碱耐冲击。

水龙头，通风柜采用铜质瓷阀，表面喷环氧树脂，防酸、防碱。

插座，实验室专用插座外形尺寸为60mm*60mm，分为250V/10A、250V/13A(欧式)、250V/16A多功能三防(防腐、防尘、防水)插座，支架采用耐高温的ABS材料，与插座配套使用。

实验室通风柜具有哪些作用?

在实验室中进行实验的时候，我们难免都会接触到一些化学试剂。这些化学用品中的很多成分都是对人体有伤害的，在它们是固体或者是液体的时候，我们看得见，还可很好的防护。可是有些化学试剂的挥发性很强，它在使用过程中会变成气体，通风柜安装，我们看不见也摸不着。混合在空气中的有毒气体很容易就会被我们吸入到身体里面。

这个时候实验室通风柜的强大功能就开始体现了，它能够将这些有毒气体带走，保证我们身体的安全。通风柜主要是为了保证实验室的良好通风，避免一些有毒气体给我们带来的危害。对于一些专业人士来说，实验室的使用频率是很高的。

PP通风柜-通风柜-瑞斯达实验室设备由瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司提供。PP通风柜-通风柜-瑞斯达实验室设备是瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司（www.redstarlab.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许益平。