

Thermo赛默飞世尔Finnpipette瓶口分液器

产品名称	Thermo赛默飞世尔Finnpipette瓶口分液器
公司名称	上海凌仪生物科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:美国Thermo 型号:Finnpipette 范围:0.2-60ml
公司地址	上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
联系电话	021-56722636 17317512706

产品详情

产品介绍：

您是否在寻找一种拥有较好质量但使用简单，既能提供稳定可靠的计量结果，使用起来又非常顺手的装置？Finnpipette瓶口分液器就是这样一款操作简单，计量结果可靠的装置。它结合使用了陶瓷活塞、测量刻度、数字容积调节设备，设计十分独特。

ThermoFisher赛默飞世尔Finnpipette瓶口分液器

产品特点：

稳定可靠

使用陶瓷活塞，因此在整个使用寿命期内都能保证容量的精确和性能上的安全。

高精度度

备有测量刻度和数码容积调节装置，终生无需再做校准，可实现移液容量的稳定性和完美的复现性。

调节精确

可快速进行容积调节。

剂量选择多样

从0.2毫升到60毫升。

高质量

介质转移部件抗化学腐蚀和抗热能力强。

完美的人工机学设计

防滑设计易于操作，容积调节简单易行，结果精确稳定。注重介质吸入和分配细节设计，外加人机工学设计的手柄，操作安全舒适。

专业水平

可独立进行移液，结果稳定可靠。

安全可靠

逐个颁发品质证书和合格证。

易用

整个装置都可用121 蒸汽消毒，无需拆卸，瞬间即可拆下阀门。

细节完美

移液口上带有螺纹封盖吸管

精确代替目视估量

数码结合容积调节装置，设定所需容积更快速，稳定且安全可靠

可使用吸管修整结果

完美直至较细小处，吸管装配牢固，并非直接推入接口，而是使用旋入方式进行牢固连接，可防止在吸入时形成气泡。

完美复现能力

刻度测量可在工作中保证完美复现，可对已选的容积进行重新设置，结果将始终与先前的设置保持一致。无需重新校准。

技术参数

容积选择

备有微型结合调节环，运用机械数码原理，可实现计量的精确性和复现性：调节步长从0.1毫米（取决型号）不等。

容积计量精确

精确且可以复现，较好精确度（R%）为0.5%，标准偏差（CV%）为0.1%

活塞

中性耐磨，实用性强，用纯度为99.7%的A1203陶瓷制成。

缸体

中性耐磨，实用性强，用校准的DURAN玻璃制成。

阀门

球芯和底座用硼硅玻璃制成，中性耐磨，实用性强，排液装置阀门的弹簧用哈斯特洛依特制成。使用装配扳手便于安装和更换阀门

塑料部件

所有与介质接触部分的塑料部件都用高耐力含氟聚合物制成，阀门外壳用ECTFE制成，吸顶出器软管用FEP制成。

消毒

全部可进行121 蒸汽消毒，包括排液装置部分

破损保护装置

提供完全封闭的塑料外壳和透明的观察窗。

订购信息

产品编号	容积ml	细分ml	精度 (R%)	复现性 (CV%)
4421120	0.2-1.0	0.05	0.6	0.1
4421130	0.4-2.0	0.5		
4421140	1.0-5.0	0.10		
4421150	2.0-10.0	0.25		
4421160	5.0-30	0.50		
4421170	10.0-60.0	1.00	0.5	0.1

更多信息www.lingyi17.cn