

立式药物冷藏(冷冻)柜

产品名称	立式药物冷藏(冷冻)柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联立式药物冷藏(冷冻)柜 产品说明:立式箱体,四大系统,温度显示可调 功能说明:运转平衡,噪音低,使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 位于北京市CBD核心区--银河SOHO大厦。公司除了有完善的产品解决方案外,还建立了一支在范围内完整的经销团队和执行团队。公司坚持以发展观统揽全,实施以人才为根本、以市场为导向、以效益为核心、以为动力、以树的发展战略,坚定地走快速、协调、持续、健康的发展之路。公司发展的要目标就是让每一个客户可持续、更全面的战略合作关系。严格的质量管理是企业在激烈的市场竞争中立足于不败之地的基石!欢迎广大客户前来咨询访问!

立式药物冷藏(冷冻)柜福意联公司“以技术为依托,以质量求生存,以信誉求发展”为企业宗旨,不断为客户提供优异产品。欢迎老客户常来常往,更欢迎新客户先走三家,再到“北京”。您会高兴而来,满意而归。福意联公司“与时俱进,开拓**”是公司始终的发展目标,“追求,奉献社会”是公司永恒的追求!公司将一如既往地发扬严谨务实的工作态度,客户至上的企业理念,与您共同开创美好的未来。

我们主要经营医疗及实验室恒温冷藏设备、冷链运输设备等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任的企业精神,并以诚信、共赢、开创经营理念,创造良好的企业环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动每一位客户。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求,科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品,使立式药物冷藏(冷冻)柜产品应用面广,适用性强,特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板,温度可调可控,操作简单、实用。

立式药物冷藏(冷冻)柜推荐产品参数

【型 号】 FYL-YS-128L

【有效总容积】 88L

【冷冻室面积】 88L

【额定电压】 220V

【额定输入功率】 110W

【箱体尺寸】 (W × D × H) 545 × 570 × 850 (mm)

【耗电量】 0.56kwh/24h

【噪声 (声功计) 】 39dB (A)

【箱内温度可调范围】 -30 —10

【防触电类型保护】 I

【制冷剂/用量】 R600a/47g

【净 重】 30kg

【毛 重】 32kg

【功能特点】

- 1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；
- 2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；
- 3、温度等信息亮数码显示，可随时观察运行情况；
- 4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；
- 5、采用效压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，安全；
- 6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；
- 7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；
- 8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；
- 9、密保温层，保温效果好，；

10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；

11、安全门锁设计，防止随意开启；

12、加厚发泡门设计，有效隔热；

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、上抽屉3个

5、下抽屉1个

6、钥匙1套

(2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680
×2145mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

内置微电脑数控系统，LED数码显示，控温精度

制冷系统与制热系统结合，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。

PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡

密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好

温感探头，自动显示箱体内部温度，三层强度中空玻璃门，保温效果好

门体*锁设计，自动化霜，外门防凝露，多种故障报警，有效保物品*

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向

您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、立式药物冷藏(冷冻)柜质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

立式药物冷藏(冷冻)柜使用案例图片

折叠根据行业

医用冷冻柜：是医疗上使用到的冷冻柜

食品冷冻柜：通常见到的冷冻柜

折叠按照款式

立式冷冻柜：一般只高度大于宽度的冷柜

卧室冷冻柜：指高度小于宽度，一般顶部可以用来当做操作

折叠制冷方式

直冷：散热片制冷

风冷：风扇制冷的

折叠根据用途

家用冷柜：一般指容量比较小，比较，符合家庭生活需要，使用民用照明电源的冷柜

商用冷柜：指容量比较大，注重实用性，可以使用工业用电的冷柜。

关于冷柜的分类比较多。不在一一列举。

图片：

折叠编辑本段原理

汽化吸热，液化放热。

和空调使用的原理一样，冷柜就是利用压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂，然后送到冷凝器散热后成为常温高压的液态氟利昂，以冷凝器吹出来的是热风。然后到毛细管，进入蒸发器，由于氟利昂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大，压力减小，液态的氟利昂就会汽化，变成气态低温的氟利昂，从而吸收大量的热量，蒸发器就会变冷，利用制冷或者风冷，实现室（箱）内降温；

折叠编辑本段结构及部件

一般是不锈钢结构，也有使用各种铁质甚至塑料的外观的。内部一般是焊接好的钢架，主要部件：压缩机，冷冻和冷凝系统，发泡层，温控系统和主程序系统等。

折叠编辑本段安装使用

安装和使用，要像相应的厂家或者商家来的帮助，这种机器介于大型的机器设备和小型的家用的电器之间，注意使用的安全。

折叠编辑本段清洁保养

- 必须定期清洗和。这样，您可以确保冰激凌的高品质和遵循卫生。
- 机器清洗用清水冲洗干净，定期饮用水。
- 冰淇淋中的脂肪是真菌和细菌滋生的温床。为了避免污染，有和冰淇淋原料接触的部位，必须彻底彻底清洁和。不锈钢，塑料，橡胶组件，这些组件的设计有利于清洁，但不能防止霉菌和细菌形成。