

农残酶液体试剂 龙晟生物科技

产品名称	农残酶液体试剂 龙晟生物科技
公司名称	东莞市龙晟生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大岭山社区龙江段135号鑫宏丰大厦6楼B区
联系电话	18922524288 18922524288

产品详情

农药残留

残留种类

使用的农药，有些在短时间内可以通过生物降解成为无害物质，而包括DDT在内的有机氯类农药难以降解，则是残留性强的农药（见有机氯农药污染）。根据残留的特性，可把残留性农药分为三种：容易在植物机体内残留的农药称为植物残留性农药；易于在土壤中残留的农药称为土壤残留性农药；易溶于水，而长期残留在水中的农药称为水体残留性农药，如异狄shì剂等。残留性农药在植物、土壤和水体中的残存形式有两种：一种是保持原来的化学结构；另一种以其化学转化产物或生物降解产物的形式残存。

农药残留速测卡使用注意事项

了解农药残留速测卡使用注意事项，能够有效的帮助我们在使用农药残留速测卡过程中避免出现问题，

1、农残速测卡对农药非常敏感，附近有农药喷洒或使用卫生杀虫ji，农残酶液体试剂价格，以及操作者手上或器具上沾有微量农药，都会造成对照与检测卡片变色出现误差。

2、葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中，农残酶液体试剂生产厂家，含有对酶有影响的植物次生物质，容易产生假阳性。处理这类样品时，农残酶液体试剂，可采取整株(体)蔬菜浸提。对一些含叶绿素较高的蔬菜，也可采取整株蔬菜浸提的方法，农残酶液体试剂，减少色素的干扰。

3.观察结果时应以红色药片与白色药片叠合发生反应3分钟为准，3分钟后蓝色逐渐会加深，24小时之后颜色会逐渐退去。

农药残留试剂配制

缓冲液：取1包缓冲剂加入500mL蒸馏水或纯净水中，搅拌溶解制成磷酸缓冲液（pH7.6），常温保存。

显色剂：取1瓶显色剂加25mL缓冲液溶解，使用时取100 μ L，4℃冰箱保存。

底物：取1瓶底物加12.5mL蒸馏水或纯净水溶解，使用时取100 μ L，4℃冰箱保存；或取1瓶底物加2.5mL蒸馏水或纯净水溶解，使用时取20 μ L，4℃冰箱保存。

dan碱酯酶：酶制剂无需配制，可直接取用，使用时取100 μ L，4℃冰箱保存。

样品提取

取2g果蔬样品（块茎类取4g），叶菜剪成25px左右见方的碎片，块茎类取横截面样品或取其表皮，放入三角瓶中，加入10mL缓冲液，振荡1~2min，倒出提取液，静置2min，待测。若提取液混浊或杂质太多可过滤后再测。

农残酶液体试剂-龙晟生物科技(查看)由东莞市龙晟生物科技有限公司提供。东莞市龙晟生物科技有限公司（www.gdlsbio.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领龙晟生物科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！