

呕吐毒素快速检测仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 呕吐毒素快速检测仪 |
| 公司名称 | 深圳市世伟生物科学仪器有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:深芬仪器 型号:CSY-JAZ 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道牛栏前大厦A 1212室003号 |
| 联系电话 | 18925209261 |

产品详情

CSY-JAZ呕吐毒素快速检测仪能够快速检测小麦、大麦、玉米等粮食及饲料、谷物中的呕吐毒素（脱氧雪腐镰刀菌烯醇）。

一、产品名称：呕吐毒素快速检测仪（脱氧雪腐镰刀菌烯醇）

二、产品型号：CSY-JAZ

三、检测项目：呕吐毒素（可以检测黄曲霉毒素、T2毒素（镰刀菌毒素）、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮）

黄曲霉毒素B1存在于土壤，动植物各种坚果，特别是花生和核桃中。在大豆、稻谷、玉米、通心粉、调味品、牛奶、奶制品、食用油等制品中也经常发现黄曲霉毒素。一般以热带和亚热带等南方高温、高湿地区受污染最为严重，食品中黄曲霉毒素的检出率比较高。黄曲霉毒素耐热，280℃才可裂解，故一般烹调加工温度下难以破坏。

玉米赤霉烯酮的毒性主要作用于生殖系统和中枢神经系统，可能污染的食物有小麦和玉米。

呕吐毒素(vomitoxin)，又称脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)，化学名为3,7,15-三羟基草镰孢菌-9-烯-8-酮，属单端孢霉烯族化合物。由于它可以引起猪的呕吐而得名，对人体有一定危害作用。

我公司主要经营 目前公司生产产品：呕吐毒素快速检测仪、肉类水分测定仪、固含量检测仪、红外快速水分测定仪、卤素快速水分测定仪、微量水分测定仪、卡尔费休水分测定仪、在线水分测定仪、农药残留检测仪、重金属检测仪、ATP荧光检测仪、荧光/胶体金读卡仪、煎炸油品质检测仪、兽药残留检测仪、食品安全检测仪以及配套检测试剂、金标卡、速测盒。

四、呕吐毒素快速检测仪技术参数：

- 1、测试条宽度：2-6mm（支持定制）
- 2、屏幕：真彩触摸屏
- 3、检测结果：半定量、定量检测结果可排除无效检测结果，能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
- 4、检测项目参数：用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
- 5、检测结果报告：可准确报告出被测物质的浓度，可在触摸屏上显示，可通过仪器内置打印机输出
- 6、连接方式：USB接口，串口，网口（支持定制）
- 7、呕吐毒素快速检测仪附属功能：内置WIFI模块
- 8、测量原理：光电测量反射衰减信号强度（扫描）
- 9、检测速度：240次/小时
- 10、重复性：DR值不大于1%(标准卡)
- 11、仪器批间差：3%以内(标准卡)
- 12、数据传输：USB 以及网口
- 13、屏幕显示：7英寸（支持定制10英寸及各种规格）
- 14、LED光源波长：450nm ~ 475nm
- 15、检测通道：单通道（呕吐毒素快速检测仪支持双通道、五通道、10通道及客户要求定制通道数量）