

东莞宏德五金 体温计探头厂 珠海体温计探头

产品名称	东莞宏德五金 体温计探头厂 珠海体温计探头
公司名称	东莞市宏德五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市清溪镇三中村三中路西二街15号
联系电话	13826905212 13826905212

产品详情

探头能量耗散测试要求

温度探头是电子体温计最为核心的部件，由温度传感器构成，体温计探头厂，如热电阻、热敏电阻、热电偶或集成温度传感器等，其作用是基于物质的热电阻或热电动势效应，将自身温度表现为对应的电信号并传递给控制电路，以完成电子测温。目前市场上的电子体温计探头多数是采用热敏电阻传感器的电阻型温度探头，其电阻值随着温度的升高而急剧减小，并呈现非线性变化，且具有体积小、灵敏度高、反应速度快、分辨率高等优点。电子体温计控制电路通过测量热敏电阻阻值的变化，便可以得知被测介质的温度变化，并将测得的温度通过显示屏，以数值的方式，珠海体温计探头，直观地展现给使用者。

体温计一级维护保养

- 1) 日常使用中应注意体温计的外部清洁保养，每次测量完毕后需用75%的酒精棉球擦拭体温计，待消毒剂作用三分钟后收起体温计至收纳盒备用；
- 2) 使用应妥善放置温度计，请勿将温度计存放在高温、高湿或受阳光直射的地方，保管化学药品或存在腐蚀气体的环境也不宜存放；
- 3) 使用应每周对电子体温计进行一次消毒，不得使用热水（高于50℃）消毒.MC-685体温计为一次性设计，防水等级为IP27，可浸泡消毒，但时间不宜超过30min；
- 4) 电子体温计为一次性设计，日常使用完毕应及时关机，电池耗尽前会有提示，使用应提前做好备用申请。

二级维护保养

医学装备科每月对电子温度计进行一次校准。

体温计体温测量方法

测量体温时，请保持同一部位进行一定时间的测量

口腔测量法：测量前，请不要喝热的或冷的饮料，嘴巴闭上5分钟左右，再把体温计的感温头置于舌下内侧根部，和舌头密接后，紧闭嘴巴。注意测量过程中，体温计位置不要移动。测量基础体温要每天同一位置测量。通常蜂鸣约在50-70秒之间，为更接近身体躯干内部体温，蜂鸣后，体温计探头供应，可继续测量三分钟后看结果。

· 腋下测量法：测量前，先把腋下的汗擦干，腋窝紧闭5分钟左右，再把体温计的感温头由下往上紧顶在腋窝下，体温计探头工厂，交插双臂。因为腋窝闭紧后，腋窝温度可能仍处于上升阶段，为更接近躯干内部体温，强烈建议继续测量3-5分钟看结果。

东莞宏德五金(图)-体温计探头厂-珠海体温计探头由东莞市宏德五金制品有限公司提供。东莞宏德五金(图)-体温计探头厂-珠海体温计探头是东莞市宏德五金制品有限公司（www.zghongde.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。