

# 供应JOYN-10拍打式灭菌器

产品名称	供应JOYN-10拍打式灭菌器
公司名称	上海韭跃仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭大街1003号6203室
联系电话	15021093014

## 产品详情

团队服务试验仪器领域20年，对试验仪器的研发、设计、制造、安装拥有成熟的经验

公司与国内外各行业科研院所长期合作，为众多国内外公司提供先进的仪器设备

公司注重用户实践与产品研发，取得多项专利和研发成果

产品说明:

拍打式灭菌均质器广泛应用于食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等。固体样品中提取细菌的过程变得操作简单，只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中，然后将样品袋放入拍打式均质器中即可完成样品的处理。减少了样品的处理和准备时间，处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。

主要特征:

大屏幕液晶显示。

可调整的均质时间和均质速度。

可储存五组工作程序。

无菌一次性滤袋，保证卫生和安全。

拍击器可调整前后距离。

玻璃透明窗口易于观察。

全开启式门，易于清洗。

拍打式灭菌均质器具有停电数据恢复记忆功能。

拍击器可调整前后距离，使厚/薄样品的处理达到的均质效果。

均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿。

样品与均质仪无接触，不需进行系统清洗。

拍打式均质器粉碎完成后，自动发出蜂鸣声。

通过LCD确认运行状态、速度、时间的功能。

为操作者的安全着想，设计有自动停止霍尔开关装置，以防止操作失误夹伤手指。

渐进式均质，卓越的细胞保护功能。

均质器内腔采用316全不锈钢系统。

废液槽以防止样品袋泄漏。

#### 技术参数:

拍打式灭菌均质器型号：JOYN-10

有效容积：3~400ml

定时范围：0~99.99分钟

可变速度：3~13次/秒

拍击间距：0~50mm可调

可储存程序数：5组

无菌均质袋：30×17cm

均质袋数量：50只（赠送）

样品架隔断：5段（选配）

使用环境温度：0~45

电源要求：220V/50Hz

整机功率：300W

整机重量：22Kg

外形尺寸：380×220×310mm