

应彻底清洁冰箱内外，打开冰箱门让里面的异味散发干净；3、根据实际需求设置合适的温度。4、直冷式冰箱应定期对冷冻室进行人工除霜，当冷冻室里的结霜厚度超过6毫米后，就应该及时进行除霜了。5、保持冰箱内外的清洁干净，放入冷藏室的食物应用容器或食品袋密封包裹好，避免产生异味。7、尽量减少开门次数和开门时间，避免冷气的流失。

低温冰箱

用途：可用于科学研究、特殊材料的低温实验，冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物冰箱制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物冰箱工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。