

Multiskan Sky 全波长酶标仪

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | Multiskan Sky 全波长酶标仪 |
| 公司名称 | 北京平利洋经贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市丰台区石榴园南里32号楼1层甲1、甲2 |
| 联系电话 | 13581963618 |

产品详情

Multiskan Sky全波长酶标仪是一种紫外/可见光微孔板分光光度计，可轻松胜任几乎所有光度测量研究应用，特别是DNA、RNA和蛋白质分析等。支持各种终点法、动力学和光谱扫描测量，是多用户使用环境的理想选择。Multiskan

Sky仪器具有三种不同配置。带触屏的配置使用户能够灵活选择独立使用仪器或与Thermo Scientific SkanIt电脑软件配合使用。Multiskan Sky不带触屏的配置仅能通过SkanIt软件操作，适用于使用电脑完成所有操作的用户。此外，部分配置还具有比色皿读取功能。

主要特点可实现对小体积核酸和蛋白质样品的快速、简单测量

我们的 [μ Drop 检测板](#)

专为快速测量小体积样品而设计。支持同时分析多达16个样品。用户可快速方便地清除样品以进行连续测量。[SkanIt 软件](#)操作可用于核酸分析。[μ Drop 检测板](#)还具有专用的比色皿测量槽。

易于使用的软件可在几分钟内完成实验设置

[SkanIt 软件](#)具有可视化的工作流程、简单的数据分析和导出功能，适用于控制Multiskan Sky全波长酶标仪，并可确保酶标仪性能得到最优化利用。它是一款多仪器酶标仪控制软件，具有卓越的可用性和灵活性，甚至可用于最具挑战性的检测。

远程访问和管理您的数据

Multiskan Sky触摸屏模式可连接至Thermo Fisher Connect云工具，有助您确保安全的数据管理，远程访问光度测量数据并与同事共享—您只需轻松、舒适地在电脑上操作即可。

Thermo Fisher Connect云功能确保您可以：

在您的个人电脑或Mac 电脑上监测仪器状态

在安装有Instrument Connect App的移动设备上监测仪器状态

将仪器上的测量数据自动或手动上传至您的云账户中

实现安全的远程数据储存、访问、共享和管理

自动接收仪器软件更新通知

适时更新仪器软件

Which UV-Vis Microplate Spectrophotometer is right for you?

| | | |
|--|---|--|
| | Multiskan Sky 全波长酶标仪 | 配有触摸屏 kan Sky 全波长酶标仪 |
| SkanIt 软件 | | |
| 触摸屏* | | |
| 比色皿读取功能 | | |
| Drop 板 | | |
| *允许访问Thermo Fisher Connect云功能。可连接至局域网。 | | |