

# 手持式水分活度测试仪

产品名称	手持式水分活度测试仪
公司名称	北京市北斗星科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北斗星仪器 型号:H-BD5MS2100 产地:北京
公司地址	北京北京市海淀区中关村南三街8号中科院物理所H楼
联系电话	82410949 18182603955

## 产品详情

手持式水分活度测试仪型号：H-BD5MS2100

手持式水分活度测试仪传感器应用组态：

项目

食品等活度测试

食品包装安全套件

j活度kpHI电导

固体物水分测试

烟草等松散物活度水分测试

分析器

HBD5ms2100 WA

HBD5ms2100 WA

HBD5ms2100 sMS

HBD5ms2100 sMS

探头

MS2123-Clamp Kit

MS2123-Clamp Kit

MS2123-Clamp Kit

AW2123Poke

应用

只测试活度

测试活度，pH，电导

活度和水分

活度和水分

原理：固体粉末颗粒物水分活度，一般是指以ERH方法为基础的

测试方法来表征水分含量情况。

这种表征方法能直接地反映许多工农业生产中的水分特性。

同时可以换算特定物质的水分。

应用：食品，饲料，果品、药品等活度/水分检测

手持式水分活度测试仪性能：

测试量程：活度量程：0.003~0.999 Aw

水分量程：0~5kg/kg

功能：可同时检测活度、水分含量

重复精度： $\pm 0.015$  ( $< \pm 0.3$  常温)

准确度： $< 0.003$  Aw ( $< 0.1$  常温)

工作环境：温度：0 ~50 ，湿度：0~85%RH

工作压力：常压

分辨率：0.001 Aw

供电电源：Ni-Cd 电池，连续工作2小时，待机1周

水分活度与储藏

水分活度

分类

控制要求

0.85以上

水份较大的食品

要求冷藏或其他措施控制病原体生长

0.6~0.85

中等水份食品

不需要冷藏控制病原体

由于因酵母和霉菌引起的腐败而限制货架期

0.6以下

低水份食品

较长货架期，也不需要冷藏

我公司主要经营多功能精准激光粉尘仪; 便携式水质五参数仪; 便携式COD氨氮检测仪; 烟气检测仪; 固体液体水分检测仪; 有毒有害气体报警仪; 大气污染源检测仪; 空气质量分析仪; 公共安全应急气体检测仪; 水质在线监测仪; 在线石油密度检测仪; 在线凝点检测仪; 食品活度检测仪; 混合液体浓度检测仪等

我们的地址：北京北京市海淀区中关村南三街8号中科院物理所H楼电话：82410949联系手机：1818260395  
5 期待您的咨询