

# 华仪通泰 BIOS520LMH代理商

产品名称	华仪通泰 BIOS520LMH代理商
公司名称	北京华仪通泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015
联系电话	13466327034

## 产品详情

美国Sensidyne Gilibrator 3 流量校正系统产品参数：

流量槽 低流量：5 - 450 ml/min

标准流量：50 - 5,000 ml/min

高流量：1 LPM – 30 LPM      精度读值的 1%AC 适配器 / 充电器12

VDC电池锂电池电池持续时间很大流量：4 小时

连续使用：8 小时

待机模式：24 小时工作模式正压或负压在校准时维持恒定、低干扰背压50 cc/min：0.1 ” H2O

1,000 cc/min：0.7 ” H2O

5,000 cc/min：1.6 ” H2O

10,000 cc/min：2.3 ” H2O尺寸16.8 x 23.4 x 8.1 cm (HxWxD)重量1.243 kg认证UL61010，CE，与 RoHS

美国BIOS流量校准器数据分析有很多种比如当你在选择我们的产品进行装修的过程中，我们就一定要操作正确针对于各种各样的数据分析来说一旦操作错误，很有可能就会导致我们在处理的过程中出现各种各样的数据混乱的情况。数据混乱的情况，其实绝大多数的因素就是由于我们平时没有对于机器来进行校准。如果你懂得如何去校准机器并且机器本身是没有任何的问题的话你们就能够保证我们在进行计算的过程中给我们提供准确数据。所以当你在选择我们公司进行合作的同时，Mesalabs530+LMH价格，就一定要立刻看清楚，我们这款产品它到底存在什么样的校准方式我们的习惯和技术是否能够做到位。你能够了解自己的校准技术的问题我们在选择的过程中有提供好的保障。只有这样才能保证我们的产品变得越来越好操作性也能变得越来越好。我们技术能给你提供好的保证。

## 美国Sensidyne Gilibrator-2流量校正系统如何进行短、长期存放?

美国Sensidyne Gilibrator-2流量校正系统因为设计的原因，所以基本不需要维修。但为了确保长期、无故障的使用本仪器，请您定期清洁、校准、更换湿式槽组上的防震隔膜。下面，针对Gilibrator-2存放问题做一下简单介绍：

### 1、美国Sensidyne Gilibrator-2流量校正系统短期存放：

关闭控制基座的电源，采样泵和任何其它外加设备(若有用)。

如果每天都使用此仪器，则拆下与采样泵连接管。若使用湿式流量槽组，则将贮藏管连接到上部的出气孔和下部的进气孔上。将电池充电器插入控制基座上的充电插头。请充电 14 小时以上以供明天的使用。

### 2、美国Sensidyne Gilibrator-2流量校正系统长期存放：

如果长时间不使用 Gilibrator 2，为保证仪器处于正常的工作状态，存放时请采用以下步骤：

1)分离流量槽组和插头之间的连接线。

2)采用与安装时相反的顺序，分离流量槽组和控制基座。

3)(仅适用于湿式槽组)通过进气孔将皂液从流量槽中倒出。水平的拿着湿式槽组(进气孔朝地面)，慢慢倾斜槽组直到进气孔向下倾斜 45度。

4)(仅适用于湿式槽组)持续水平拿着流量槽组，直到倒出所有皂液。

华仪通泰(多图)-BIOS520LMH代理商由北京华仪通泰科技有限公司提供。北京华仪通泰科技有限公司(www.511718.com)是一家从事“气体检测仪、水质分析仪、核辐射检测仪、环保检测仪器、电工仪表”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华仪通泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华仪通泰在分析仪器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！