

# 电动八道移液器 西宁市移液器 STARLAB

产品名称	电动八道移液器 西宁市移液器 STARLAB
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

如何选择移液器之推出器的选择之一推出器的功能？

如何选择移液器之推出器的选择之一推出器的功能？

移液器的推出器，有的称之为弹射器、弹出器！虽然叫法不一样，但基本功能都是将安装在移液器上的吸头（或叫做管嘴）给推出使其与移液器分离。因为我们知道，移液器的吸头，为了避免交叉污染，通常都是一次性的，因而，推吸头的动作时一个完整的移液操作过程必不可少的一步，也就是说你进行多少次的移液操作，也就基本需要进行多少次的推出吸头的动作！而通常，推出吸头的用力要大于取液或排液的用力，因此，好的推出器设计即可以帮助用户省力又可以快速地X推出吸头，而差的推出器，则需要使用更大的力量才能达到同样的效果，甚至，用力也不能将吸头果断地X推出，相信，一定人遇到过这种情况！

STARLAB移液器的容量调节方法？

调节量程

在调节量程时，应将STARLAB移液器的容量操作按钮向上拉起，西宁市移液器，听到咔哒声，这时便可以调节，进口八道移液器，调节完成后，再将按钮压下，听到咔哒声后容量锁定，此时无论如何旋转，手动十二道移液器，容量都不会改变！这就是STARLAB的容量锁定功能！如果要从大体积调为小体积，则按照正常的调节方法，逆时针旋转旋钮即可；但如果从小体积调为大体积时，则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度，再回调至设定体积，这样可以保证量取的最X高精X确度。在该过程中，电动八道移液器，千万不要将按钮旋出量程，否则会卡住内部机械装置而损坏了移液器。

移液器的手柄如何选择？

我们在选择移液器时，更多地喜欢关注移液器的准确度，而实际上，经过多年的发展，目前一些国际主流品牌的移液器，其准确度基本都没有什么大的问题！但，对于使用人员来说，如何选择一支操作舒适的移液器就显得十分重要的！舒适的移液器，不仅能够给您带来愉悦的工作体验，更可以帮助你提高工作效率和降低降低重复操作给身体造成的伤害！来自德国的STARLAB移液器正是这样一款具备良好的准确度，同时又尽可能地考虑了人性化和人体工学设计的移液器！

电动八道移液器-西宁市移液器-STARLAB由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。电动八道移液器-西宁市移液器-STARLAB是苏州胥硕仪器科技有限公司（[www.xsappar.com](http://www.xsappar.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。