

# 购买移液器 如何选择 贵阳移液器

产品名称	购买移液器 如何选择 贵阳移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

小容量移液器接头用什么材料比较好？

如何选择移液器，小容量移液器接头用什么材料比较好？

小容量移液器，因配套使用的吸头口径较小，因此，小容量移液器的接头尺寸，即外径就不能太大，否则无法安装吸头。通常移液器的吸头接头是由塑料制成的，但因为小容量接头的尺寸限制，如果使用塑料制成的接头，则接头的壁太薄而导致不耐用！有些品牌，使用金属或铝的接头，移液器报价，可增加强度，但效果并不是很好！更好的做法是使用不锈钢材质，如STARLAB的移液器。

STARLAB的容量锁定功能保证了安全移液操作！

STARLAB的容量锁定功能保证了安全移液操作！

德国制造的STARLAB移液器是带有专利容量锁定系统的可调式移液器。当移液器的操作杆向上拉起后，贵阳移液器，操作杆和容量数码轮完全分开，一旦容量锁定，能完全规避因容量变动引起的误操作（实际操作中，尤其针对小容量的操作，在移液时，经常地不断按操作按钮时，非常容易导致操作按钮的转动从而改变了已经设置好的容量值）。这一符合GLP规范的设计，符合需要兼具精确度和舒适度的客户需求。

STARLAB为什么采用台阶式推出器盒设计？

为什么呢？就是为了省力，给实验人员降低重复操作的劳动强度，提升用户使用体验，避免疲劳！对于多通道移液器，比如8通道和十二通道的移液器，因为同时会被安装上8支或12支的吸头，选择移液器，这样在退吸头时，明显会比单通道的移液器要吃力，购买移液器，同时，因为受力点不同，

中间部分的吸头与移液器之间安装会更紧密，所以，推吸头时会用更大的力。为了避免这个情况，STAR LAB采用了台阶式的推出器盒（Ejector Bar）设计，见下图，这样，因为中间的台阶部门凸起，使得退吸头的过程变得简单，同时，也降低了退吸头的力量。

购买移液器-如何选择-贵阳移液器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司（[www.xsappar.com](http://www.xsappar.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！