

全自动卡匣低温等离子灭菌柜 手术器械内窥镜快速消毒

产品名称	全自动卡匣低温等离子灭菌柜 手术器械内窥镜快速消毒
公司名称	河南爱慈达医疗器械销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 灭菌温度:50 ± 5 灭菌时间:45分钟 ± 5分钟
公司地址	河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口50米路南
联系电话	15333721997

产品详情

全自动卡匣低温等离子灭菌柜 手术器械内窥镜快速消毒设备

所谓的低温等离子消毒柜就是利用的一种低温的模式然后是一种等离子体的物品来做到的消毒的，而等离子体就是属于基本的一种在大自然中除了固态、液态、气态之外的第四种形态，那么低温等离子消毒柜的使用对于它的使用来说都有哪些的优势呢？是安全还是能达到消毒的效果呢？看看小编对此的相关介绍吧。

低温等离子消毒设备是在密封容器形成的消毒室内，根据预设条件和特定的设备，这种的低温等离子消毒柜是基于等离子体的固有特性，在低温（60 以下）和真空状态下，因为低温等离子消毒柜的使用是可以激发产生辉光放电，形成低温等离子体，然后利用低温等离子体做到的基本的一些使用的；其实低温等离子消毒柜的应用，不但可以减轻医护人员面对工作危害及环境污染的负担，同时也可以为医疗机构节约大量的消毒成本，是一种优质而又节省成本的消毒设备。

其实对于低温等离子消毒柜的使用来说是有很好的一些使用特点和优势所在的，更多的关于低温等离子消毒柜的相关了解，敬请关注本网站的内容更新。

低温等离子灭菌器的使用是为了满足手术室及器材等灭菌不彻底而研制的，所以它对细菌等具有消毒干净，速度快等特点。在有些需要彻底灭菌的地方必须要使用低温等离子灭菌器。低温等离子灭菌器的灭菌环境及器械对象有什么要求呢，一直来了解下。1、部分替代器械的化学消毒：对器械的处理由化学浸泡消毒改为物理性干燥灭菌，避免化学消毒剂对医护人员的危害及对器械的损坏。2、对非耐湿热器械的灭菌：包括电子器械、高频电刀、传感器导线、电池、玻璃透镜、带光纤器械、硅橡胶及聚四氟乙烯导管等。避免高温和潮湿对器械的损害，延长器械使用寿命。3、对耐高温器械的灭菌：包括各种金属/非金属手术器械（特别是精密贵重手术器具）、内窥镜等。延长了器械的使用寿命,降低了维护费用。4、对生物实验仪器的灭菌：包括各类生物实验室、无菌检验室、医药工业生产中多种非耐热实验仪器设备

、数码相机、玻璃器皿、生产用品等进行低温快速灭菌处理。

您好！欢迎观临厂家店铺，价格详情和规格参数请咨询服务热线了解，谢谢