

复合饲料水分测定仪使用方法

产品名称	复合饲料水分测定仪使用方法
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500C 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

保证饲料产品质量的关键因素之一就是有效地控制饲料中的水分。深圳莱希特LXT-500C复合饲料水分测定仪检测饲料水分快速、精准、快速！水分控制，就是根据不同的情况在整个生产的过程中综合控制各种因素，从而使饲料加工产品的最终水分含量达到生产者所规定的预期目标。

深圳莱希特LXT-500C复合饲料水分测定仪技术参数:

- 1.最大称量值: 90g
- 2.显示分度值: 0.005g (5mg)
- 3.可读性: 0.01%
- 4.水分测定范围 : 0.01-100%
- 5.称重传感器: 进口电磁力传感器
- 6.温度范围 : 室温 ~ 160
- 7.加热源: 钨卤环形灯
- 8.加热程序 : 标准、快速、阶梯
- 9.干燥方式: 自动、定时、手动
- 10.加热时间范围 : 1~99分钟

11.测试参数:水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

12.秤盘尺寸:直径90 (mm)

13.显示器:LCD液显

14.通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备(选配)

15.外形尺寸:310*205*200 (mm)长*宽*高

深圳莱希特LXT-500C复合饲料水分测定仪是一种新型高精度的快速水分检验仪器,采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,复合饲料水分测定仪持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。

深圳莱希特LXT-500C复合饲料水分测定仪拥有精美的外观,具备自动称量、自动校准、多元化干燥方式等功能,快速水分仪在测量样品重量的同时,加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,复合饲料水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,可在几分钟内快速测定样品的水份含量,从而确保质量控制和过程控制的快速响应时间。饲料的水分检测是饲料加工过程中最为重要的质量控制指标之一,同时还影响着饲料的购销和储管。

复合饲料水分测定仪使用方法