

# 芸医疗厂家直供 一次性腹腔镜穿刺器

产品名称	芸医疗厂家直供 一次性腹腔镜穿刺器
公司名称	江苏芸众医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品品牌:芸医疗 产品型号:A型(无刀型) 产品发货地:江苏无锡
公司地址	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区
联系电话	0510-82300262 15052139206

## 产品详情

说起腹腔镜手术，人们并不陌生，通常是通过2-3个1厘米的小切口在病人腔内进行手术操作，而[一次性使用腹腔镜用穿刺器](#)在腹腔镜手术中主要用途就是穿透腹壁全层，建立外界与腹腔的通道，让手术器械通过穿刺器套管进入到腹腔，完成手术过程并达到传统开放手术同样目的。

### [一次性腹腔镜用穿刺器](#)

由穿刺套管和穿刺芯两部分组成，穿刺芯主要任务就是和穿刺器套管一起，穿透腹壁全程，把穿刺套管留在腹壁上。穿刺套管主要任务就是让各种手术器械通过进入腹腔，医生可以进行手术操作，完成手术任务。

01

### 穿刺芯头端双面分离

根据报告统计分析，很多穿刺孔并发症的原因，是因为感染，出血，穿刺孔疝及组织损伤等。见下表：

### [一次性腹腔镜用穿刺器](#)

芯头呈透明锥形，采用无刀钝性分离方法，用分开组织替代切割组织，当穿刺器进入腹壁时，穿刺芯沿着组织纤维将组织和血管推开，最小限度损伤腹壁和血管，比带刀的穿刺器要减少40%左右的筋膜损伤和减少80%以上的穿刺孔疝的形成，通过内镜可直视控制腹壁穿刺的整个过程，避免损伤腹腔组织，还可节省手术时间，减少手术疼痛。

02

### 鞘管外倒刺螺纹

一次性腹腔镜用穿刺器鞘管表面采用外倒刺螺纹增加腹壁的固定性，当穿刺芯拔出时力度有所增加，可提高腹壁固定性达90%左右。

03

### 鞘管头端45°斜面开口

一次性腹腔镜用穿刺器鞘管头端呈45°斜面开口，这样方便标本进入鞘管，给器械操作留出空间。

04

### 型号规格齐全

一次性腹腔镜用穿刺器有多种规格：内径5.5mm，10.5mm，12.5mm等。

### 总而言之[一次性腹腔镜用穿刺器](#)

在腹腔镜微创手术中可减少患者出血量，使得患者恢复更快，让手术时间更短，让患者成为微创腹腔镜手术中的受益者。