

公共卫生慢病管理多功能精密体检仪器

产品名称	公共卫生慢病管理多功能精密体检仪器
公司名称	郑州云正电子科技有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-V6000 售后:终身维修一年保修上门培训
公司地址	郑州高新技术产业开发区梧桐街99号盛世港湾3号楼2单元13层143室(注册地址)
联系电话	18503867163

产品详情

公共卫生慢病管理多功能精密体检仪器

技术指标：

一) 身高检测

- 1、方式：美国进口超声波探头测量身高
- 2、性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以准识别，实时温度补偿
- 3、范围：60-200cm 精度：0.5cm

二) 体重检测

- 1、方式：500公斤高精度平衡梁式压力传感器测量体重
- 2、性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速准，耐疲劳，寿命长
- 3、范围：4-200kg 精度：0.1kg

三) 体型指数计算

- 1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算
- 2、标准范围：18.5-24

四) 体脂检测

- 1、性能：人体电阻法准测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便
- 2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%
- 3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

五) 血压检测

- 1、方式：日本进口欧姆龙臂式血压计
- 2、性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率
- 3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 心率：40-180times/min
- 4、精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内 心率数： $\pm 5\%$

六) 血氧检测

- 1、方式：智能血氧检测仪
- 2、性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数
- 3、范围：35%-100%
- 4、测量精度：在70%~100%范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

七) 体温检测

- 1、方式：精密红外线体温测量仪
- 2、性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度
- 3、体温范围：34 -43 测量误差为 ± 0.2 分辨率：0.1
- 4、测量距离1-5CM

八) 快速心电检测 (选配)

- 1、测量部位：所测心电信号为标准I导联(右手与左手之间)。
- 2、心率测量范围：30bpm~240bpm
- 3、心率测量精度： $\pm 2\text{bpm}$ 或 $\pm 2\%$ 两者取大值

九) 12导联心电图 (标配)

- 1、导联：标准十二导联。
- 2、采样频率：500HZ
- 3、增益设置及准确度：5mm/mV (x0.5)、10 mm/mV (x1)、20mm/mV (x2) 三挡固定增益，误差不超过 $\pm 5\%$ 。
- 4、心率测量范围：至少包括15bpm ~ 300bpm。
- 5、记录速度选择：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。
- 6、时间常数：3.2秒。
- 7、提供非贴片式电极且能反复使用。

十) 血糖测量

- 1、检体：指尖微血管全血。
- 2、检测范围：20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒。
- 4、检测精度： $\pm 20\%$ 当血糖浓度 75mg/dl (4.17mmol/L)
- 5、配套一盒检测试纸。

十一) 尿酸

- 2、检测范围：3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于15秒。
- 4、检测精度： $\pm 20\%$ 当尿酸浓度 5mg/dl (0.30mmol/L)

十二) 胆固醇检测

- 2、检测范围：100-400mg/dl (2.059-10.35mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于26秒。
- 4、检测精度： $\pm 20\%$ 当胆固醇浓度 150mg/dl (3.88mmol/L)

十三) 血红蛋白检测

- 1、检测内容：血红蛋白和红细胞积压；
- 2、检体：指尖微血管全血
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒

4、检测范围：Hb：7.0-26.0g/dl (4.3-16.1mmol/L) Hct20-75%

十四) 血脂四项检测

1、检测内容：总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白；

2、检体：全血、血清、血浆

3、检测时间：检测所需2分钟内

4、总胆固醇 (CHOL) 测量范围：2.59-10.36mmol/L；

5、甘油三脂 (TG) 测量范围：0.57-5.65mmol/L

6、高密度脂蛋白 (HDL) 测量范围：0.39-2.59mmol/L

7、低密度脂蛋白：0 ~ 3.1mmol/L

十五) 尿液分析

1、检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、pH值、潜血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、维生素C、微量白蛋白等十二项。

2、测试速度：60个标本/小时。

3、测量稳定性：开机8小时内，对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率 90%。

4、检测结果：检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值。

5、免费提供尿液分析仪试纸。

十六) 中医体质辨识

1、检测类型：阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。

2、测试方式：选择式得分。

3、判定标准：平和质为正常体质，其他8种体质为偏颇体质。