

低温等离子过氧化氢灭菌器 手术器械内窥镜快速消毒柜

产品名称	低温等离子过氧化氢灭菌器 手术器械内窥镜快速消毒柜
公司名称	河南省强人净化工程有限责任公司
价格	.00/台 .
规格参数	灭菌时间:45分钟 灭菌温度:50 ± 5 () 别名:过氧化氢低温等离子灭菌器
公司地址	河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区 (注册地址)
联系电话	0372-5577505 18803722636

产品详情

低温等离子过氧化氢灭菌器 手术器械内窥镜快速消毒柜

在医学上我们知道，细菌无所不在，而为了让病人能够快速恢复，所以必须要对所使用过的器械进行消毒灭菌处理，只有这种，才能让病人的救治不受细菌困扰，尽快恢复。那么哪些物体可以用低温等离子灭菌器进行消毒呢？

电池每炉只能放置1个，因其可吸附过氧化氢，降低其浓度，导致灭菌循环终止。选用等离子兼容物品，包括包装与监测材料。不用于液体、油和粉末、吸收液体的物品或器材，含有棉、纸或纸板、亚麻、浮松布巾、纱布海绵等纤维素材料制成的物品，以及任何含有木浆的物品[2]。生物监测阳性发生2次，是生物示剂灭菌前变质，保存环境温度 5 所致，防范对策：在冰箱内放置温度计，严格控制保存温度在 0~4 之间。

对于不适宜用高温蒸汽法和红外法消毒处理的塑胶、光纤、人工晶体及光学玻璃材料、不适合用微波法

处理的金属物品，采用本技术，能在低温下很好地达到消菌灭菌处理而不会对被处理物品造成损坏[3]。

采取积极手段来加强应用等离子灭菌技术，实现低温等离子灭菌的快速、安全和无毒等优势，广泛应用于各大领域。

对于现在的低温等离子过氧化氢消毒系统的应用，不但可以减轻医护人员面对工作危害及环境污染的负担，因为低温等离子消毒柜的使用效果好，所以说在消毒杀菌效果上可以同时为医疗机构节约大量的消毒成本，除了一些常见的细菌之外，对于低温等离子消毒柜的使用来说可以广泛的应用于对湿热敏感的精密医疗器材的消毒。消毒注入的过氧化氢采用胶囊形式封装于专用塑料卡匣内。

在使用医用消毒柜进行工作时，首先会用45-48℃的无菌水把专用药粉溶解，再用循环泵把溶液泵入器械腔内部和清洗盘内循环，使药液与清洗干净的器械腔内外表面充分接触至指定时间，达到器械完全消毒状态。

然后两次将无菌水经循环泵泵入器械腔内部和清洗盘内循环清洗，以清除器械内外表面的残留药液，后用真空泵把器械腔内的水抽干。

医用消毒柜的消毒过程还是十分简单的，消毒效果也非常显著，当然，如果了在使用医用消毒柜的时候一定要正确使用，避免消毒不干净的情况出现。

现在的医院选择使用低温等离子消毒柜的比例越来越高了，一般的对于医用消毒柜来说我们知道都是需要做到各种细菌的消毒的，传统的消毒设备一般都是高温的使用原理的，而现在的低温等离子消毒柜是一种低温消毒原理的，这种的低温等离子消毒柜都能灭哪些菌呢？

我们知道常规的消毒和消毒方式都是选用的高温方式的，就像是我们现在家用的常规消毒方式也是采用高温消毒杀菌方式的，一般的低温等离子消毒柜的使用都是可以很好的保证一些其它的菌群消灭的，一般的低温等离子消毒柜可以适用于多种材料器械的消毒处理，尤其对非耐热电子器械如光纤内窥镜、电子仪器、电线、电池、摄影照相机等物品的消毒处理。

您好！欢迎观临厂家店铺，价格详情和规格参数请咨询服务热线了解，谢谢