

三强环氧乙烷灭菌柜 医用器械低温EO气体消毒柜

产品名称	三强环氧乙烷灭菌柜 医用器械低温EO气体消毒柜
公司名称	河南爱慈达医疗器械销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	灭菌温度:50 ±5 型号:SQ-H 别名:低温环氧乙烷灭菌柜
公司地址	河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口50米路南
联系电话	15333721997

产品详情

可以消毒的物品和材质

宫腔镜、腹腔镜、喉镜、探头、硬性内窥镜、软管内窥镜、眼科镜片、纤维光缆、颅压传感器、冷疗探子、前列腺切除器、食管扩张器、电灼器械、除颤电极、激光机头、金属类、玻璃类、硅胶类、橡胶类、中药、西药、人体植入物、DNA等。

技术优势

控制方式

可编程控制器，一键启动至结束，自动完成

消毒方式

采用100%环氧乙烷气体消毒

显示方式

触摸屏实时显示主要参数、操作步骤及运行状态等

加药方式

内置穿刺式自动加药

消毒室容积

120L 190L

消毒室材质

5052铝材或304不锈钢

消毒室密封

采用高性能、耐高温消毒硅胶材质密封圈

消毒室门

设备启动后自动锁门，程序结束自动打开，有效防止误操作

湿度

采用电伴加热系统，温度更加均匀消毒

环氧乙烷浓度

0.6g/L

消毒排气时间

0-99小时自由设定，整个循环时间6-12h

安全要求

1.当意外停电时，消毒器自动恢复停止时状态 2.消毒全过程负压操作，确保环氧乙烷零泄漏

故障和误差处理

如有故障和误差，有声光报警，可立即停止操作，彩色液晶触摸屏有中文显示并记录

控制阀

德国消毒元件

温度控制

自动加湿，内置消毒湿度传感器

泄漏检测

微电脑自动检测，如有泄露自动转为排气状态，并报警

气体使用

医用环氧乙烷气体

记录/打印

能详细记录和中文打印运行中各项数据，可做消毒性保存

排放方式

- 1.内置水中雾化分解器；
- 2.EO气体转化为乙二醇，有效降低了对环境的污染程度
- 3.可选择下水道排放

网络接口

免费提供追溯软件接口连接数据，并负责连接服务

安装、售后、维保

- 1.设备保修期一年，保修期内所有的费用由厂家承担
- 2.售后电话24小时响应机制

公司负责设备安装、培训操作人员

您好！欢迎观临厂家店铺，精准规格尺寸请咨询服务热线了解，谢谢