

安徽氮吹浓缩仪工作原理,上仪器多功能样品浓缩仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 安徽氮吹浓缩仪工作原理,上仪器多功能样品浓缩仪 |
| 公司名称 | 安庆生生生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:NAI-DCY-24F |
| 公司地址 | 望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D1楼（AC15） |
| 联系电话 | 18297414635 18900567069 |

产品详情

上仪器商城-专注实验仪器设备 全国送货厂家直销! 品质保证!网站:www.shang17.com

电话:400-066-9217[厂家已全部入驻支

持批发,同行勿加] 实验仪器非 电子产品

,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备
客户订单录档案

免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上仪器商城

专注以实验仪器销售为核心的仪器企业,目前入驻仪器企业150多家;热卖销售有实验分析仪器,实验常用仪器,生命科学仪器,环境监测仪器等等。

产品说明

NAI-DCY-24F目前方形水浴氮吹仪规格:12孔,24孔24孔方形水浴氮吹仪NAI-DCY-24F
采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

<http://www.shang17.com/category-86-b0.html>

产品范围

- 1.农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等
- 2.制药药检：中药制药和药检
- 3.环境分析：饮用水、地下水、污染水等
- 4.生物分析：血清、血浆、血液、尿液
- 5.商品检验：检验二*恶*因、克罗*夫特等
- 6.食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

主要特征

1、分配室上各气针

通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独[开关](#)。分配室的高度可视需要调节。

2、每一路气体流量可单独进行调节，满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。

3、24孔方形水浴氮吹仪具有独特的自平衡悬挂升降系统，设计巧妙，使分配室的高度调节更加灵活，真正实现单手操作。

4、24孔方形水浴氮吹仪采用的是数字温控器，双数字显示，调节采用PID技术并可实现超温报警。

5、可能与溶剂接触的部件均采用316**不锈钢**材料、合金铝并表面进行**塑料**喷涂，使用寿命长且清洁方便。

6、整机可放入通风橱中使用。

7、每种型号均可选配气体流量计。

8、一般标配的加热块规格为孔径 15mm，特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及形式。

技术参数

产品型号 NAI-DCY-12F NAI-DCY-24F

处理样品数 12个独立控制 24个独立控制

加热方式 方形水浴 方形水浴

标配加热块数 试管块1个 试管块1个

样品盘升降高度 0--150mm 0--150mm

样品盘旋转空间 360 ° C 360 ° C

控温精度 ± 1 ± 1

控温范围 室温---100 室温---100

温控方式 4位数显/PID调节/超温报警 4位数显/PID调节/超温报警

功率 600W 600W

重量 7KG 7.5KG