

# 安徽通风柜 自净型通风柜 安徽倍尚

产品名称	安徽通风柜 自净型通风柜 安徽倍尚
公司名称	安徽倍尚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室
联系电话	15955142128

## 产品详情

### 使用通风柜前的准备工作

实验开始前，自净型通风柜，实验者要穿上干净的实验服。如果长头发长，长头发应该捆扎好，在操作中，应装束整齐，戴手套、工作帽和鞋套。检查通风系统和面风速是否正常。

通风柜内仪器设备的使用应将仪器和设备尽可能远地放在通风柜内的后部位置，至少在通风柜的前窗20cm处放置，以便达到操作要求。当在通风柜内使用大的仪器时，仪器应放置在工作台上，净气型通风柜价格，使空气流过。当存在易燃液体或气体时，不要将电气设备或其他热源置于通风柜中或靠近热源，以便点燃低点火液体。

### 通风柜的选择

#### 怎么选择合适的通风柜台面

- A：又没有出水槽和放杯子的槽?
- B：出风口设计能不能适应本实验室的环境?
- C：台面的材质特性能不能符合实验要求?
- D：是不是有设计能防止液体外漏的蝶状防护变

还要考虑在内的附属配件有哪些

A：选择通风柜时要考虑电气设备的耐用性，电压大小，型号和防爆性？

B：需不需要柜门，如果有通风柜的柜门，将有利于通风柜的整洁卫生，当然也更美观？

C：气是采用空气·氧气或是氮气？

D：水是采用纯水，反渗透水还是蒸馏水

通风柜控制功能风：

防止通风柜内有害气体逸出，安徽通风柜，需要有一定的吸入速度。决定通风柜进吸速度要素是：实验内容及其与空气的变化所产生的热量的关系。它的主实验是的性质和有害物质的含量。通常它提供了一般的无毒污染物0.25-0.38m / s的，有毒或有害物质的危险，化学实验室通风柜的价格，以0.4-0.5米/秒，少量的放射性或有毒0.5-0.6m / 秒，空气是0.5米/秒，1米/秒的颗粒物质。为了确保这样的风速，排气扇应具有必要的静压，通过通风空气摩擦管道时。必须注意通过在管道中的空气流，以确定风速时还噪声问题时7-10m限定，更大于10m会产生噪音，通常（室内背景噪声电平）的噪声限制实验室值70dBA，增加了管道区域将被削减减少风的速度也降低了噪音，考虑到管道问题的资金和建设，必须慎重选择和动力机的排气管。

安徽通风柜-自净型通风柜-安徽倍尚(推荐商家)由安徽倍尚实验室设备有限公司提供。安徽通风柜-自净型通风柜-安徽倍尚(推荐商家)是安徽倍尚实验室设备有限公司（[www.bssyssh.com](http://www.bssyssh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。