

# 加拿大28结果预测,加拿大28历史查询-便携快速制备色谱

产品名称	加拿大28结果预测,加拿大28历史查询-便携快速制备色谱
公司名称	广州贝立元仪器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:加拿大28游戏 群号:6208889 app:www.pc28.xin
公司地址	广州市天河区广棠西横路5号3170房
联系电话	17172930673

## 产品详情

加拿大28结果预测,加拿大28历史查询827308, 移动床色谱仪, 全天加拿大28App, 全天加拿大28qq群:6208889 招商号:1302380888是指采用色谱技术制备纯物质, 即分离、收集一种或多种色谱纯物质。制备色谱中的“制备”这一概念指获得足够量的单一化合物, 以满足研究和其它用途。

Pilot系列制备色谱/制备色谱系统/制备色谱仪/中压制备色谱/flash制备色谱/快速制备色谱

Pilot系列制备色谱/制备色谱系统/制备色谱仪/中压制备色谱/flash制备色谱/快速制备色谱广泛地应用于制药,化工和生物工程等领域中样品的分离和纯化。可我使用于如合成原料的纯化,标准物质的制备,最终产品的提纯等方面。既有可用于上百种样品高通量组分收集的制备级系统,也有较为简单的以纯化少量样品为目标的低压混合系统。 制备色谱系统技术特点

- 微处理器控制, 高速双驱动和平行的泵头具有高速的腔室压力反馈, 补偿再填充和溶剂压缩效果, 实现在宽动态范围内获得精确高重现的流速。
- 采用轮曲线补偿技术有效控制流量脉动, 保证最低的基线噪声。
- 多点流量校正曲线, 保证在全流量范围内的流量精度。

- 浮动柱塞设计, 保证高压密封圈的使用寿命。
- 10个用户程序, 可实现流量和梯度编程。
- 双波长检测、波长时间程序和停泵扫描——三种测定方式使得基线噪音和漂移降到最低, 获得了最高的灵敏度和最低检测限, 以及更宽的线性范围。对应各种测定需求, 可以同时主要成分、副产物和杂质进行可靠的定量。
- 可快速便捷的更换灯和流通池, 氙灯钨灯实现智能切换, 确保正常运行时间的最大化。

制备色谱系统配置清单及技术参数 1 制备色谱输液系统 流量范围: 0.01 ~ 300.00 ml/min, (增量: 0.01mL/min) 流量精度:  $\pm 1\%$

流量重复性: RSD 0.5% 压力脉动: 0.5Mpa 压力范围: 15Mpa 2 制备色谱紫外检测器系统 波长范围: 190 ~ 700nm

(氙灯+钨灯) 波长精度:  $\pm 1\text{ nm}$  波长重复性:  $\pm 0.2\text{ nm}$  流通池光程: 半制备用流通池, 1 ~ 5 nm, 光程可调 基线噪声

:  $\pm 0.5 \times 10^{-5}\text{ AU}$ , 254nm, TC=1S 基线漂移:  $1.5 \times 10^{-4}\text{ AU}$ , 254nm 量程范围: 3 AU 时间常数: 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0

s 自动调零: 数字调零, 满量程 3 Rheodyne

进样阀 4 制备色谱工作软件 5 色谱柱型号可定制 (ID  
10mm-30mm) 6 制备色谱启动工具包 7 溶剂托盘