

赛默飞吸头0.1-10 μl带滤芯加长吸头,带刻度

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 赛默飞吸头0.1-10 μl带滤芯加长吸头,带刻度 |
| 公司名称 | 本生（天津）健康科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:赛默飞 货号:TF112-1000-Q |
| 公司地址 | 天津市武清区汽车产业园 |
| 联系电话 | 18502669006 |

产品详情

赛默飞吸头0.1-10 μl带滤芯加长吸头,带刻度 规格：10ul 20ul 100ul 200ul 1000ul盒装袋装吸嘴；

Thermo移液器又名赛默飞世尔移液器、热电移液器、芬兰雷勃移液器，有单道、8道、12道、电动移液器。

产品规格

| | |
|-----------|--|
| 描述 | Case of 4800 |
| 容积（公制） | QSP 1000, FilteredQSP 1000, 滤芯型 1000 μL |
| 带过滤器 | 带过滤器滤芯型 |
| Sterility | 无菌 |
| 颜色 | 素色自然色 |
| 长度（公制） | 清洁声明 DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhib |
| 适用于（设备） | Product Line |
| 兼容性 | 通用吸头 |
| 形式形式 | Hinged Rack铰链式吸头盒 |
| 尖式 | 加长型 |

1.高压灭菌

非灭菌吸头，客户一般做生化实验会用到，同时客户也会放到吸头盒里边自己选择性灭菌使用，相对成本较低。高压灭菌是一个非常常规的程序，推荐在121 °C，15个压强单位情况下，灭菌15分钟。建议不要使用干燥循环，也不要高温灭菌锅温度未降到80 °C以下前移动产品。

2.易于观察

含有刻度的吸头便于用户观察移液器的吸入量是否准确,但是不能作为准度的参照。

赛默飞QSP无酶无热原吸头优势就在于它的减少在取样过程中可能带来的微生物污染,为实验创造了洁净的条件。

带滤芯加长吸头

- TF102-10-Q 0.1-10l 带滤芯加长吸头,带刻度,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱
- TF104-10-Q 0.1-10ul 带滤芯超微吸头,盒装,无色,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱
- TF112-1000-Q 100-1000ul 加长,带刻度100,200,500,1000ul,带滤芯吸头,盒装无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱
- TF112G-100-0-Q 100-1000l 带滤芯的阔口加长吸头,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱
- TF113-100-Q 10-100l 带滤芯收尖吸头,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱
- TF113-20-Q 2-20l 带滤芯收尖吸头,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱
- TF118-200-Q 20-200l 带滤芯的阔口吸头,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱
- TF140-200-Q 20-200ul 带滤芯吸头,有刻度,盒装,无色透明,无菌,96/铰链盒,10盒/包装,5包装/箱
- TFLR102-10-Q 0.1-10 UL 吸头,低吸附处理,无色透明,带滤芯吸头,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱
- TFLR112100-0-Q 100-1000UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱
- TFLR113-10-0-Q 10-100UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱
- TFLR113-20-0-Q 0.1-20UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱
- TFLR140-20-0-Q 1-200UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱
- TFLR140-30-0-Q 5-300UL 吸头,低吸附处理,带滤芯,无色透明,灭菌,96/板 10板/包装 5包装/箱
- TLR070-Q 1-200l 吸头,低吸附处理,无色透明,袋装,10000/箱

赛默飞吸头0.1-10 μl带滤芯加长吸头,带刻度适应客户:医院检验科PCR实验室,中心实验室;第三方检测机构,科研院所,大专院校,制药厂,试剂生产厂家,疾控中心,检验检疫。