

# HC-2801 高通量农药残留速测仪

产品名称	HC-2801 高通量农药残留速测仪
公司名称	郑州宏创环保科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:宏创 型号:HC-2801 测量通道:标准96通道光纤检测系统
公司地址	郑州市金水区宋砦小区3号院18号楼2单元17号
联系电话	15639736206

## 产品详情

- 型号/规格：HC-2801（96通道高通量农残仪）
- 检测项目：有机磷类、氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。
- 执行标准：
- 仪器用途：对蔬菜、水果、粮食、茶叶等农副产品以及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测。
- 产品简介：
  - HC-2801高通量农药残留速测仪采用酶抑制法，根据国家标准(GB/T5009.199-2003)而专门设计的仪器，可广泛用于快速检测出蔬菜、水果、粮食、茶叶等农副产品以及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量。
  - 适用于: 各级农业检测中心、食药监系统、农产品种植基地、农贸市场、学校食堂、企业单位、超市、卫生部门、环保、餐饮.....

检测项目名称

1

农药残留总量

2

有机磷类农药残留

## 氨基甲酸酯类农药残留

- 
- 产品参数：
- 波长范围：340-900nm
- 出厂标配波长：410 nm；可增配10个波长
- 单色器：干涉滤光片，
- 光源：医用进口卤素灯
- 测量通道：标准96通道光纤检测系统
- 程序升级:可进行远程软件升级.
- 分辨率：0.001Abs
- 测量范围:0.000-4.000A
- 稳定性：±0.005A
- 重复性：CV 0.5%
- 灵敏度：0.010A
- 波长准确度：±2nm
- 酶抑制率：0-100%
- 检测速度: < 10秒96样本
- 样本形式：96孔或48微孔板
- 项目固化:固化常规项目检测,可自行修改和添加项目
- 日志功能:记录仪器正常使用情况,故障自动报警显示
- 内存：SD卡存储，能保存1000个以上检测项目,保存100万个以上检测结果.
- 数据备份:U盘直接数据备份,海量存储备份.
- 振板功能：轻振.强振.
- 接口：RS-232双向通讯口，RJ-45以太网口，2个USB接口，SD卡接口
- 显示：7寸彩色液晶显示器,96孔整板可视化显示,

· 检测方法:仪器具有吸光度、定性、定量、酶抑制率,液相阻断检测等方法

· 报告输出:吸光度报告、定性分析的阴阳性判定结果报告、浓度结果报告、参考值及定量判定结果报告

· 操作方式:触摸屏操作,鼠标操作

· 打印:内置热敏打印机及指定外接打印机

· 工作站软件:电脑直接控制仪器的检测工作,实现数据的实时采集、数据查询汇总、可数据无缝上传对接各监控平台,服务器。

## 农药残留检测仪

### 标准配置清单

序号

名称

规格/型号

单位

数量

1

主机

HC-2801

台

1

2

电源线

220A10A

条

3

说明书

本

4

合格证

张

5

保修卡

6

铝合金箱

标配

个

7

96微孔板

96T

5

8

样品反应瓶

25ML

20

9

电子天平

500g/0.1g

10

移液器

100?L

支

11

1-5mL

12

吸头

5mL

13

96

14

白口瓶

500mL

15

剪刀

把

16

滤纸

盒

17

漏斗

3

18

塑料大口瓶

50mL

6

19

玻棒

20

洗瓶

250ml

21

农药残留速测试剂

500次/套

套