

HC-2805农药残留快速检测仪

产品名称	HC-2805农药残留快速检测仪
公司名称	郑州宏创环保科技有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:宏创 型号:HC-2805 测量通道:12
公司地址	郑州市金水区宋砦小区3号院18号楼2单元17号
联系电话	15639736206

产品详情

· 型号/规格：HC-2805（12通道检测）

· 检测项目：有机磷类、氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。
仪器用途：对蔬菜、水果、粮食、茶叶等农副产品以及土壤中

· 执行标准：

· 仪器用途：对蔬菜、水果、粮食、茶叶等农副产品以及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测。

· 产品简介：

· HC-2805全光谱农药残留快速检测仪根据国家标准（GB/T5009.199-2003）而专门设计的农药残留快速检测仪。采用全光谱12通道旋转光学检测系统，自主研发全光谱微型扫描测量系统，瞬间连续扫描全光谱，无运动部件，稳定可靠，检测速度快，便携式设计，操作简单，测量准确，应用范围广，是一款具有自主研发知识产权的高端食品安全检测仪器。

· 适用于: 农业检测中心、食药监系统、农产品种植基地、农贸市场、学校食堂、企事业单位、超市、卫生部门、环保、餐饮.....

检测项目名称

1

农药残留总量

2

有机磷类农药残留

3

氨基甲酸酯类农药残留

产品技术参数

1. 波长准确度： $\pm 1\text{nm}$
2. 波长重复性： $\pm 1\text{nm}$
3. 波长范围：340-1100nm
4. 测量范围：0-3.0ABS
5. 酶抑制率：1-100%
6. 测量准确度：1%
7. 测量重复性：1%
8. 光谱宽带： $<4\text{nm}$
9. 测量通道：标准旋转12通道
10. 全谱扫描：自动全谱曲线扫描
11. 单色器：全息光栅系统
12. 杂散光：510处 0.05%T
13. 屏幕尺寸：10.1英寸触摸式液晶彩色屏
1. 结果输出：透射比，吸光度，浓度，拟合曲线
14. 系统：win7
15. 配置：双核 CPU 1.6、4G内存、32 G固态硬盘
16. 净重：3kg

功能特点：

- * 12通道测试技术，一次可同时检测多个样品，同时显示测量结果。
- * 采用新型光学系统，使本产品具有卓越的光学性能，极高的测量精度，仪器长期稳定性的特点。
- * 操作简单，易学易用，智能高端，是国内最实用的高端农药残留分析仪器。

- * 自主知识产权微型全光谱技术，具有节能、环保、寿命长、响应速度快等优点。
- * 灵敏度极高，对甲胺磷、敌敌畏等农药的最低检出限均优于国家标准要求。
- * 接口：配备USB、WiFi、蓝牙、以太网接口等。可选配GPS、3G/4G（GPRS）通讯模块。
- * 配有汽车电源接口，方便用户用于装备流动检测车。
- * 提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金工具箱，方便用户用于固定实验室或移动实验室的操作。
- * 软件升级：远程升级，通过U S B或是U盘等。
- * 可随时按检测日期和检测编号查阅、打印、删除存储测量数据。
- * 数据无缝上传对接各监控平台，服务器。

农药残留检测仪

标准配置清单

序号

名称

规格/型号

单位

数量

1

主机

HC-2805

台

1

2

电源线

220A10A

条

3

说明书

本

4

合格证

张

5

保修卡

6

铝合金箱

标配

个

7

1CM 比色皿

751-10

12

8

样品反应瓶

25ML

20

9

电子天平

500g/0.1g

10

移液器

100?L

支

11

1-5mL

12

吸头

5mL

13

96

14

白口瓶

500mL

15

剪刀

把

16

滤纸

盒

17

漏斗

3

18

塑料大口瓶

50mL

6

19

玻棒

20

洗瓶

250ml

21

农药残留速测试剂

300次/套

套