

# HC-2816农药残留快速检测仪

产品名称	HC-2816农药残留快速检测仪
公司名称	郑州宏创环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:宏创 型号:HC-2816 测量通道:16
公司地址	郑州市金水区宋砦小区3号院18号楼2单元17号
联系电话	15639736206

## 产品详情

- 型号/规格：HC-2816（16检测通道）
- 检测项目：有机磷类、氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。
- 执行标准：
- 仪器用途：对蔬菜、水果、粮食、茶叶等农副产品以及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测。
- 产品简介：
  - HC-2816农药残留快速检测仪采用酶抑制法，根据国家标准GB/T5009.199-2003而专门设计的仪器，可广泛用于快速检测出蔬菜、水果、粮食、茶叶等农副产品以及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量。
  - 适用于: 各级农业检测中心、食药监系统、农产品种植基地、农贸市场、学校食堂、企业单位、超市、卫生部门、环保、餐饮.....

检测项目名称

1

农药残留总量

2

有机磷类农药残留

## 氨基甲酸酯类农药残留

- 
- 产品参数：
- 通道数：16个
- 屏幕尺寸：10.1寸彩色触摸大屏显示操作
- 光电流稳定度： $\pm 1\% \text{ min}$
- 透射比准确性： $\pm 1.5\%T$
- 透射比重复性： $0.5\%T$
- 测量范围：0—100%
- 反应显色测试时间：1-999S任选
- 系统：win7
- 配置：双核 CPU 1.6、4G内存、32 G固态硬盘
- 净重：2.8kg
- 功能特点：
- \* 16通道测试技术，一次可同时检测多个样品，同时显示测量结果。
- \*
- 采用新型光学系统，使本产品具有卓越的光学性能，极高的测量精度，仪器长期稳定性的特点。
- \*操作简单，易学易用，是国内最实用的农药残留分析仪器。
- \* 光源使用进口发光二极管，具有节能、环保、寿命长、响应速度快等优点。
- \* 灵敏度极高，对甲胺磷、敌敌畏等农药的最低检出限均优于国家标准要求。
- \*
- 接口：配备USB、WiFi、蓝牙、以太网接口等。可选配GPS、3G/4G（GPRS）通讯模块。
- \* 配有汽车电源接口，方便用户用于装备流动检测车。
- 提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金工具箱，方便用户用于固定实验室或移动实验室的操作。
- 软件升级：远程升级，通过U S B或是U盘等

- 可随时按检测日期和检测编号查阅、打印、删除存储测量数据。
- 数据无缝上传对接各监控平台，服务器。

## 农药残留检测仪

### 标准配置清单

序号

名称

规格/型号

单位

数量

1

主机

HC-2816

台

1

2

电源线

220A10A

条

3

说明书

本

4

合格证

张

5

保修卡

6

铝合金箱

标配

个

7

1CM 比色皿

751-10

16

8

样品反应瓶

25ML

20

9

电子天平

500g/0.1g

10

移液器

100?L

支

11

1-5mL

12

吸头

5mL

13

96

14

白口瓶

500mL

15

剪刀

把

16

滤纸

盒

17

漏斗

3

18

塑料大口瓶

50mL

6

19

玻棒

20

洗瓶

250ml

21

农药残留速测试剂

300次/套

套