

舟山通风柜 科思达设备欢迎您咨询 通风柜定制

产品名称	舟山通风柜 科思达设备欢迎您咨询 通风柜定制
公司名称	杭州科思达实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区余杭经济技术开发区欣北钱江国际广场4幢1015室
联系电话	15336535560

产品详情

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，通风柜定制，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

在实验室设备通风柜进行采购的时候，质量是很重要的，设备有好的质量，今后在实验的过程中才能够发挥作用。市面上生产设备的厂家如此之多，能够正确的做好了解，知道各种厂家的具体情况，保障质量，对于我们今后的整个选择来说会很好。

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，通风柜安装，药品柜，通风系统，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

通常情况下，推荐的通风柜进口风速应在0.4-0.5m/s 之间。对于少数药品毒性较高或当外界对于通风柜的气流抑制能力有不利影响时，通风柜定做，可采取进口分速为0.5-0.6m/s。但是通风柜的能耗一般是与进口风速成线性关系的。当进口风速接近或超过0.75m/s 时，会在通风柜内形成紊流，从而降低通风柜的气流抑制效率。

杭州科思达实验室设备有限公司主要是生产销售实验操作台，实验家具，通风柜，药品柜，通风系统，净化工程，气体管路，实验室废气废水处理。

pp通风柜要正确保养使用才长久!

1、在实验过程中，产生有害物的实验装置，应放在pp通风柜内柜操作口大于150MM的地方，防止有害物质溢出。

- 2、pp通风柜的实验装置不应遮挡排风狭缝。
- 3、实验完毕后，不应立即关闭风机，舟山通风柜，须待3~5分钟后才关闭。
- 4、pp通风柜不应作贮藏柜使用。
- 5、pp通风柜内部应经常保持柜内表面光洁与密闭，要定期彻底地清理与打扫，如有损坏，须及时检修。
- 6、pp通风柜、风管及有关附件，都应定期检修。
- 7、每隔一段时间，须对pp通风柜进行一次测定和调整;使pp通风柜在设计情况下运行。
- 8、pp通风柜内温度，如瓦数大的电炉应垫块垫板，不宜长时间存放开启，以免影响风柜的使用。

舟山通风柜-科思达设备欢迎您咨询-通风柜定制由杭州科思达实验设备有限公司提供。舟山通风柜-科思达设备欢迎您咨询-通风柜定制是杭州科思达实验设备有限公司（www.hzksdsb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。