

医用恒温干燥箱

产品名称	医用恒温干燥箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联医用恒温干燥箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用恒温干燥箱制造福意联企业注重产品的质量和售后服务！我们更注重发展科技的产品线、提高品质、培养人才队伍。同时，我们秉承以客户需求为核心、以市场为导向，为用户提供更优质的产品，以引进**的产品推进行业发展，以健全优异的服务为客户创造价值，以感恩的姿态回报社会。

医用恒温干燥箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用恒温干燥箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联生产医用干燥柜，关于外来器械主要是指经销商提供给手术室临时使用的手术器械，它是在普通手术器械基础上增加的部项操作器械，这类器械具有手术针对性强，创伤小，省时、高效、预后好等特点。向器械厂商租用一些贵重或精密的外来手术器械，减少了的成本，提高了器械的使用效率，又降低了医疗成本。但是，在具有这些优点的同时，也对手术室的护理安全管理带来了隐患。目前我们拥有端全系列的产品线，为国内市场推出质量、价格便宜的系列产品，利用的加热器产品生产线，的研发生产技术，依照检验为客户提供，品质更优良，性价比更高的产品和更快速周到的服务。

医用恒温干燥箱推荐参数：

单开门设计

1.规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-431L

3.产品形式：立式

4.噪 音：48dB (a)

5.功 率：200W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每一度恒温调节

8.玻 璃 门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度

9.外形尺寸：（宽×深×）：595×675×1795mm

10.内部尺寸：（宽×深×）：508×530×1574mm

11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安 全 锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

（0-100度系列）

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

双开门设计型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：（W×D×H）1267×678×2105mm内部尺寸：（W×D×H）

1160×585×1575mm额定频率：50Hz 加热方式：PTC陶瓷加热器

外箱材料：箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和制冷剂：R134a（382g）

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角功

率：360W 循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀电

压：220V 制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）容 积：1028L

冷却器：采用能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度净

重：258kg *性：完善的报警系统，低温报警、温感器故障报警、断电报警功能温度范围：2-48
每一度恒温调节 人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施内箱材料：医用材质（
不同型号内部材质有区别）保温材料：采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：
精制密封条（耐温，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度箱体门部：使用双层强度钢
化玻璃，保温效果好，透明度*锁扣：*双门锁设计，实现双人双管

低温设计

福意联公司自成立以来坚决以精美医用恒温干燥箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~10 系列低温运输系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

福意联公司秉承“意客思、客户至上、质量、双赢、诚信为本”的宗旨，为社会创造一个理想的生活而努力，我们将会用产品质量来说服客户，我们将满怀感激继续更多更好的产品和提供优异的服务来报答客户对我们的信赖。

医用恒温干燥箱特点：箱体采用优异钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。自动运行、电脑控温、自动调整、翅片式均匀循环。内置式超温保护、断电报警、开门报警。传感器故障报警，上限超温报警等自诊断技术。设计合理的风道结构，微风气流循环设计。独特的几何腔体洁净设计，保对存放物品主动1的保护。镜面不锈钢内胆，不锈钢电抛光搁板，钢化玻璃内门。款式：立式。温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。数字显示，便于远距离观察；超温报警。热补偿系统：PTC陶瓷加热技术，*稳定；外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。制冷剂：无氟制冷剂。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更*、可移动搁架，储存更多，更容易区分。开机延时保护功能。宽电压带设计（187—242V），便于移动。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

医用恒温干燥箱

- 1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优异服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

医用恒温干燥箱

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息

5.及时赶赴现场处理各种故障

6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

其它拓展体外诊断试剂冷库安装储存管理制度：1、为保对体外诊断试剂仓库实行、规范的管理，正确、合理储存体外诊断试剂，保体外诊断试剂储存质量，根据《管理法》及《经营质量管理规范》、《监督管理条例》，特制定本制度。2、按照*、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，"五距"适当，堆码规范、合理、整齐、牢固，无倒置现象。3、根据体外诊断试剂的性能及要求，将体外诊断试剂分别存放于常温库，阴凉库，冷库。对有特殊温湿度储存条件要求的体外诊断试剂，应设定相应的库房温湿度条件，保体外诊断试剂的储存质量。

4、库存体外诊断试剂应按批号及效期远近依序存放，不同批号不得混垛。5、根据季节、气候变化，做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录"温湿度记录表"，并根据具体情况和体外诊断试剂的性质及时调节温湿度，确保体外诊断试剂储存*。冷藏的体外诊断试剂应有自动、自动调控、自动记录及报警装置。按冷库温度调控规程设置参数，实行自动、调控、显示、记录温度状况以及报警。6、存放实行色标管理。待验品、体外诊断试剂区 - - 黄色；合格品区、待发体外诊断试剂区 - - ；不合格品区 - - 红色。7、体外诊断试剂实行分区，分类管理。具本要求：

7.1品名和外包装容易混淆的品种分开存放；按批号堆放。

7.2不合格体外诊断试剂单独存放，并有明显标志。7.3实行体外诊断试剂的效期储存管理，对近效期的体外诊断试剂可设立近将近效期标志。对近效期的体外诊断试剂应按月进行催销。

7.4保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理，做好防盗、防火、防潮、防腐防鼠、防污染等工作。

7.5仓库应建立体外诊断试剂保管卡，动态、及时记载体外诊断试剂进、存、出状况。注："五距"指体外诊断试剂货位之间的距离不小于100厘米；垛与墙的间距不小于30厘米；垛与屋顶（房梁）间距不小于30厘米；垛与散热器或供暖管道间距不小于30厘米；垛与地面的间距不小于10厘米。

7.6与应分类分开堆放。