

SZ51显微镜-OLYMPUS奥林巴斯体视显微镜

产品名称	SZ51显微镜-OLYMPUS奥林巴斯体视显微镜
公司名称	无锡达丰精密仪器商行
价格	.00/个
规格参数	类型:光学显微镜 品牌:OLYMPUS奥林巴斯 型号:SZ51
公司地址	无锡新区旺庄东路218-3
联系电话	0086 510 8195-3618 13585017172

产品详情

类型	光学显微镜	品牌	OLYMPUS奥林巴斯
型号	SZ51	仪器放大倍数	8X-80X
目镜放大倍数	10X-20X	物镜放大倍数	1X-2X
重量	3520 (g)	适用范围	连接器、金属零件、精密电子零件、印刷品、颗粒
装箱数	1		

sz61/sz51体视显微镜

概要

采用格里诺光学系统，工作性能优越，适合设备加载的小型机体。机体和主要附件都做了esd对应，防止静电破坏样品。

体视显微镜sz61/51

小型设计和卓越的光学性能并存

搭载了独有的格里诺（greenough）光学系统，同时实现了大范围的变焦比和清晰的观察影像。灵活运用了格里诺光学系统的特性，机体线条流畅而小巧。能在生产流水线发挥威力的同时，也最适合与设备组装使用。

格里诺光学系统光路图

实现了小型机体的格里诺（greenough）光学系统

v字形光路使物镜的尖端形状能设计成细长形，也适合与设备组装使用。工作性能优越的小型机体诞生了。

实现了高度平直度和较深的焦点深度

最佳内向角的格里诺光学设计，使高度平直度和较深的焦点深度能同时实现。能从前面到内部正确对焦凹凸很大的样品，得到充满立体感的观察图像。

实现了忠实于样品的观察影像

自然的色彩再现功能，能够观察到样品原来的颜色。影像平面弯曲的抑制，能更为逼真的观察到样品的形状。此外，变焦比为6.7（0.67倍~4.5倍）[sz61]，5（0.8倍~4倍）[sz51]，性能卓越。

对应esd，防止器件受到静电影响

机体和主要附件涂以防静电材料，能够快速去除静电。这样就能够防止静电破坏样品。

I根据用途选择机体

除了标准型号的sz61/51以外，我们还准备了适合安装数码照相机的三目镜筒型号（sz61tr），和适合设备加载的俯角60°型号（sz61/51-60）。

标准型 三目镜筒型 设备加载型

（sz61/51）（sz61tr）（sz61/51-60）

I多样化的照明单元

led照明底座组合

开发了使用led的透射照明底座。极薄型设计降低了样品的位置，发挥了优异的操作性能。此外，透射、反射的切换可以通过旋转轻松操作。

led透射照明底座组合

双重联锁光引导照明装置组合

使用双重联锁光引导可以将光线投向样品的两侧，能自由地调节位置和角度。如果使用聚光透镜，则能够容易的进行点照明，从而确保高倍率观察时的充分亮度。

双重联锁光引导照明装置组合

同轴外延照明装置组合

能够观察在偏斜外延照明中无法观察的样品，是sz61专用的照明装置。

szx同轴反射照明装置组合

白色led照明装置组合

实现了高性价比的高亮度连续调光，是热影响小、寿命长的环形照明装置。

白色led照明装置组合

I实现各种观察的附件

使用数码照相机记录和保存数码影像

三目镜筒可以安装数码照相机。可以保存和记录数码影像，帮助创建观察报告。可依据用途从图像质量、功能、使用方便性等方面选择数码照相机。

备有各种通用支架

有可以自由调节手臂角度和长度的sz2-stu2型号，还备有能固定于设备的侧面等处，在组装和检查工程流水线中发挥威力的sz2-stu3之类的、能有效观察无法放入载物台的大样品的支架。

sz2-stu2组合 sz2-stu3组合

体视显微镜 sz61/51 规格

配置:sz5显微镜镜体 1x

whsz10x-h1对

sz2-st 标准镜台 1x

a1托架 1x

samtech56颗环形灯1x