

医用2-8度药品冷藏柜50升-1000升

产品名称	医用2-8度药品冷藏柜50升-1000升
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	798787.00/台
规格参数	同类产品:医用冰箱 经销:全国 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

药品储存温湿度条件应按药品的温、湿度要求将其存放于相应的库中，药品经营企业各类药品储存库均应保持恒温。对每种药品，应根据药品标示的贮藏条件要求，分别储存于冷库（2-10℃）、阴凉库（20℃以下）或常温库（0-30℃）内，各库房的相对湿度均应保持在45%—75%之间。所设的冷库、阴凉库及常温库所要求的温度范围，应以保证药量、符合药品规定的储存条件为原则，进行科学合理的设定，即所经营药品标明应存放于何种温湿度下，就应当设置相应温湿度范围的库房。如经营标识为15-25℃储存的药品，就应当设置15-25℃恒温库。对于标识有两种以上不同温湿度储存条件的药品，一般应存放于相对低温的库中，如某一药品标识的储存条件为：20℃以下有效期3年，20-30℃有效期1年，应将该药品存放于阴凉库中。

医用2-8度药品冷藏柜50升-1000升公司产品说明：

北京福意电器有限公司对所有售出产品保证质量，并提供良好的售后服务。并向我公司人员提供相应的材料，我们会及时派人解决。感谢新老客户对我们一如既往的优良和信赖！福意联全体人员将更加努力为大家奉献更好的产品，让我们一起携手共创美好的未来！

医用2-8度药品冷藏柜50升-1000升用途：

医疗冷藏药品的设备，也可用于储存生物冰箱制品，适用于药房、制药厂、医院、防疫站、卫生所

医用2-8度药品冷藏柜50升-1000升产品参数：

医用2-8度药品冷藏柜50升-1000升产品特点：

优良进口优良机组，运转平衡，噪音低，制冷快速均匀；采用无氟制冷剂，绿色环保节能； 全

方位冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度； 微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度； 聚氨酯整体发泡，环保发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗； 采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品； 柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁； 柜内照明灯采用LED节能灯管，使用长久，不易渗水，存放药品照明效果更佳； 多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间； 带滚轮脚设计，耐磨，方便移动； 宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。

福意联掌握核心，专注于医疗、实验室温度相关箱体设备，温度范围2-8 、 15-25 、 10-20 、 4-38 、 2-48 、 0-100 、 -12 到10 、 -19 到10 ， -30 到10 ，保存药品，生物冰箱制剂，，标本，冷藏、恒温储存、恒温培养，宽温试验，冷藏运输，恒温保存取样，液体药品恒温加温保存等。医用2-8度药品冷藏柜50升-1000升使用注意事项：实验室冰箱一般故障及检查：1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。3、如有故障，应请人员修理或打电话来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。实验室用冰箱使用注意事项大家在使用过程中一定要注意各个细节，避免实验室用冰箱发生故障，影响使用。

医用药品冷藏注意：

- 1、生物冰箱主要用于装药物及相关物，所以难免会有一些异味，所以**好及时清理，否则可能容易出现问题，清理时选择专业的清洁剂。
- 2、生物冰箱的表面比较坚硬，但是为了保证冷藏箱的使用寿命，平时**好不要让冷藏箱触碰硬物，而且还要注意远离明火，生物冰箱比普通的冰箱对温度的要求更严格。
- 3、使用生物冰箱时，注意轻手轻脚，接入电源时也要注意温度范围情况，不要毛糙，以免对冷藏箱的使用效果产生影响。