

生物冰箱 单门 双门 温度2-8

产品名称	生物冰箱 单门 双门 温度2-8
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	45938.00/台
规格参数	品牌:福意联 经销:全国 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

对每种药品，应根据药品标示的贮藏条件要求，分别储存于冷库（2-10℃）、阴凉库（20℃以下）或常温库（0-30℃）内，各库房的相对湿度均应保持在45%—75%之间。对于标识有两种以上不同温湿度储存条件的药品，一般应存放于相对低温的库中，如某一药品标识的储存条件为：20℃以下有效期3年，20-30℃有效期1年，应将该药品存放于阴凉库中。

一、药品储存条件1、简介：药品是预防、治疗、诊断疾病的重要手段，药量的优劣，直接关系到患者的健康，甚生命安全。药品的稳定性不仅与其自身的性质有关，在很大程度上还受到许多外界因素的干扰，如温度，湿度，光线，空气中的氧气、二氧化碳、微生物冰箱，储存时间，包装容器等。这些因素往往会使药品发生分解、挥发、沉淀、潮解、酸败、生霉等变化，为了保证药品的质量，药品的正确储存就显得格外重要。

2、药品储存条件的标准：（1）色标管理为了有效控制药品储存质量，应对药品按其质量状态分区管理，为杜绝库存药品的存放差错，必须对在库药品实行色标管理。药量状态的色标区分标准为：合格药品——绿色；不合格药品——红色；质量状态不明确药品——黄色。

生物冰箱|单门|双门 温度2-8 公司产品说明：

多年来，福意联创造和发展了一个特定的市场，为实验室及医疗域提供稳定的产品，并把该市场提升到重要地位。经营：-20℃冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加热箱，手术室恒温箱，恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。

生物冰箱|单门|双门 温度2-8 用途：

药厂，疾控及科研单位而设计，适用于药品，试剂，的储存。

生物冰箱|单门|双门 温度2-8 产品参数：

生物冰箱|单门|双门 温度2-8 产品特点：

进口优良机组，运转平衡，噪音低，环保节能采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求；全方位冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电子处理器，优良控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发器，将优良的控制器和3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；聚氨酯整体发泡，环保发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；的温控系统智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

北京福意联有：恒温箱，低温冰箱，超低温冰箱，适合菌种，药品，生物冰箱制剂，，冷藏；手术室恒温箱、恒温培养箱，手术室保温柜保冷柜、药品冷藏柜，大型标本冷藏柜、车载冷链运输箱等医疗、实验室一切和温度相关的产品，温控范围：2-8度、25度-

负25度、10-负30度、4-38度、2-48度、0-100度、-12度到10度，-19度到10度。生物冰箱|单门|双门 温度2-8

使用注意事项：生物冰箱的7个使用注意事项：1、生物冰箱主要用于装药物及相关物，所以难免会有一些异味，所以**好及时清理，否则可能容易出现问题，清理时选择的清洁剂。2、生物冰箱的表面比较坚硬，但是为了保证冷藏箱的使用寿命，平时**好不要让冷藏箱触碰硬物，而且还要注意远离明火，生物冰箱比普通的冰箱对温度的要求更严格。3、使用生物冰箱时，注意轻手轻脚，接入电源时也要注意温度范围情况，不要毛糙，以免对冷藏箱的使用效果产生影响。4、在使用冷藏箱时，要注意每隔一段时间记录显示屏上的温度，确定冷藏箱内的温度在恒定范围内，要是温度数据不准确，就需要请人士来检查维修。5、定期对冷藏箱情况进行检查，检查项目包括外部损伤情况，内部箱壁情况，每一个小问题都有可能影响到冷藏箱的制冷和保温性能。6、经常检查电源线路问题，以免冷藏箱出现问题。7、避免阳光暴晒，也避免潮湿，所以**好放在正常的室内环境下，这样才能保证冷藏箱的效果。