

实验干粉球磨机 实验室锥形球磨机转速选择

产品名称	实验干粉球磨机 实验室锥形球磨机转速选择
公司名称	江西龙中机械设备有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	品牌:江西龙中 型号:XMB 产地:江西赣州石城
公司地址	石城县琴江镇邱家窝路76号
联系电话	07975730199 13330179613

产品详情

实验干粉球磨机 实验室锥形球磨机转速选择

实验球磨机使用说明 该实验磨矿设备可任意设置磨料时间，也可用在干、湿磨，采用变频技术，调速范围宽，磨料、混料、均匀样样方便，设备安装不需地基处理，噪音低，无粉尘污染，工作清洁方便，研磨密封性能好。该机是实验室用小型、轻便、多用途新型磨矿设备。可供冶金、地质化工、建材、和煤炭等实验室，研究单位及选矿厂进行矿石可选性研究工作时磨细矿作用。本产品性能，结构合理，制样效率高，密封性能好，适用于各种金属和非金属矿石原料化验试样的粉碎加工。实验球磨机结构 本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作稳定。实验球磨机适用范围 凡需做化验粉碎加工的地质、矿山、冶碳、煤炭、建材和电力部门的生产，单位均可选用，同时用于涂料、油墨、燃料、食品工业部门超细磨加工。球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。实验球磨机工作原理 本球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机为本仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在本仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。

实验球磨机技术参数

型号Model	单位Uite	XMQ150 × 50	XMQ240 × 90	XMQ350 × 160
筒体尺寸	mm	150/50	240/90	350/160
容积Volume	L	1	6.25	21.58
磨矿量Capacity	g	200	1000	4000
给料粒度Feed size	3	3	3	
排料粒度Rarticle size	0.074	0.074	0.074	

筒体转速Drum speed	r/min	110-114	94-98	60-64
功率power	kw	0.25	0.55	1.1
外形Overall dimensions		915/530/1160	1050/640/1164	700/575/1190
重量Weighe	kg	91	170	300