

微量元素分析仪20 μl血液可检测5项8项3项

产品名称	微量元素分析仪20 μl血液可检测5项8项3项
公司名称	青岛市三凯医学科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道东宅子头社区（原玉皇岭工业园）
联系电话	0532-89651666 15610070706

产品详情

电化学分析法样本为血、毛发等检测项目为锌、铁、钙、镁、铜、铅等十多项微量元素检测时刻为5秒钟，采血量 20ul，1分钟内可以出检测结果。操作更简略，速度更快运用一次性已参加试剂的样品杯，参加样品后，直接上机检测仪器性能

电化学分析法

样本为血、毛发等

检测项目为锌、铁、钙、镁、铜、铅等十多项微量元素

检测时间为5秒钟，采血量 20ul，1分钟内可以出检测结果。

操作更简单，速度更快

使用一次性已加入试剂的样品杯，加入样品后，直接上机检测仪器性能

二、操作步骤

打开试剂盒 加入样品（一滴血等） 上机检测 打印结果\

三、优势

速度快只需一分钟，“立等可取”

四、仪器用途

医院、防疫站、职防所、环保所等部门实验室

五、售后服务

- 1、所售仪器保证质量，如有质量问题，将及时维修。
- 2、仪器保修一年，终生负责养护维修。
- 3、免费提供技术咨询、人员培训。
- 4、免费调试安装。
- 5、如遇技术问题，24小时内给与确切答复。
- 6、硬件、软件升级只核收相关成本费。

- 1、采用电化学剖析法检测
- 2、检测项目为锌、铁、钙、镁、铜、铅等十多项微量元素
- 3、检测时刻为5秒钟，采血量 20ul，1分钟内能够出检测结果。
- 4、量程设置 $\pm 80\mu\text{A}$ 定量回归剖析：直线回归
- 5、曲线缩放倍数：2.8284 曲线位移：0
- 6、波形设置：一阶导数 维护电位：-0.1V
- 7、电位设置：始电位-1.10V 扫描速度：250mv/s

终电位-1.60V 扫描电位规模 $\pm 3V$

8、峰电位差错：60mv 平行测定次数：1

9、设置规范浓度单位：ug/L 定性差错：35-60mv

10、设置不知道样品量单位：ug/mL

11、精确度：0.000 滴汞生长时刻：2秒

12、速度：250mv/s

13、仪器检测下限为D $1.0 \times 10^{-7} \text{mol/LCd}$ ()

14、准确度：线性相关系数r 0.999

15、重复性：相对规范偏差 5%

16、环境温度规模：5 -40

17、电源：AC220V $\pm 22V$ 50HZ $\pm 1HZ$

18、功率：300W