

便携式低温采样运输箱 福意联 FYL-YS-45L

产品名称	便携式低温采样运输箱 福意联 FYL-YS-45L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联采样运输箱 型号:FYL-YS-45L 温度:温度范围-19~10
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

便携式低温采样运输箱 福意联 FYL-YS-45L

便携式采样运输箱FYL-YS-30L制造福意联公司以“客户至上，质量至佳，服务至诚，效率至高”为宗旨，坚持互利互惠，共同发展的合作导向，我们将一如既往的以优异的产品，完善的功能，周到的服务，为医疗事业贡献我们大的力量。事无巨细，能为您服务，我们感到由衷的高兴！友无亲疏，能成为您合作的伙伴，我们感到莫大的满足。真诚期待您的垂询！

便携式采样运输箱FYL-YS-30L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联便携式采样运输箱FYL-YS-30L由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

您看到的产品如果不是您需要的或者理想的产品，请不要着急，请致电或qq留言，我会以快的时间来电咨询！

福意联公司自成立以来坚决以精美便携式采样运输箱FYL-YS-30L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

便携式采样运输箱FYL-YS-30L推荐参数：

【产品型号】FYL-YS-60L【产品形式】卧式【功率】55W【电压】DC12/24V【温度范围】-25-10（选配）
650×400×520mm【内径尺寸】（宽×深×高）：355×310×435mm【有效容积】60L【重量】22.5kg

采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围-19 ~10（可选配-25 ~10）；*选
高密度无氟绝热层，保温效果良好；*采用恒温箱，实现制冷效果；*本产品经过出厂前的严格检测，性能良好
停断电保温测试均达到规定的各项指标；*车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；*室内使用：接室

型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430×480×510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480×490×840mm\25KG

型号\功率\电压\尺寸\重量

-25 ~25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520×270×360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520×270×420mm\10.2kg

-19 ~10 系列低温运输系列（选配置-25 ~10）

FYL-YS-30L\45W\220V\560×400×398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650×400×430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650×400×520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605×570×932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955×585×825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965×520×855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040×630×910mm\54KG

-18 ~10 系列


FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

北京福意联有限公司以先锋和具有前沿性的商务战略，和的保健品代理商，通力合作，互惠互利，实
现双赢，共谋发展。公司把树立良好的企业形象作为经营工作的指导思想，以诚信的经营、可靠的质量
、优异的服务、合理的价格、严格有序的内部管理机制，我们在和市场推广，市场拓展方面都有丰富经
验和完善的**思路，使我们公司赢得了广大客户的信赖。我们公司全体员工将努力学习，忘我工作，无
论新老朋友，请给我们更多机会，彼此的真诚合作，让我们携手共创美好的明天。

主要适用于适用于医疗卫生、检测、科研试验、采样等相关单位使用。用于、切削液品、试剂、样品、标本、抽样储存、采集、食品及其他物品等冷冻冷藏及特定保温。

一、操作说明：接电说明：冰箱适用12V/24V直流电源，电源系统自动识别电压，先将电源插入冰电源插座（见图1）随后接入汽车电源（一般为汽车点烟器插孔），打开开关设置“ON”；另外可选配220V电源转换器，插入家用电源即可使用。温控器显示温度设计为冰箱部位温度，运行15分钟后可见温度明显变化。冰箱电路设计采取延时启动保护技术，为避免与汽车同时启动增大负载，冰箱在接通电源情况下，延时2分钟启动。在正常工作条件下，Power指示灯（）是一直亮着，当Error（红色）指示灯闪烁时（图2），检查电源是否出错，检查风扇是否正常运行，检查环境温度是否过高，进出风口是否堵塞等，如不能有效解决故障，务必请人员，请不要擅自拆卸，或拨打400免费，有工程师为您服务。

二、使用注意事项:使用前请阅读说明书后再操作。在使用冰箱储存物品时，请在使用前检查冰箱的制冷能力是否符合需存放物品的存放条件。冰箱设有内置容器蓝，取物方便，便于清洗，储存物品不会出现与内箱体冻结现象，冰箱内盖可拆卸，方便使用。再打开包装时李曼有配置的容器蓝，电源线，提手，说明书，合格，保修卡。请将产品放置于干燥场，并要注意防雨水。请不要将电路装置直接与发热体：电炉，热水等靠近，同时也要避免其直接暴晒在猛烈的阳光下。在安装使用冰箱时候，要保冷凝器上释放的热量可以得到有效的释放；冰箱与周围物体应保持10cm以上距离。冰箱在流动场合使用应用固定架/带固定。冰箱可直接接12v或者24v直流电源；在接电之前，请检查供电电压是否符合产品的运行电压要求。如果电源线过短或者与你使用的冰箱型号不符，请购买相符合的电源线。

三、*注意事项1.不要用手直接接触破损的电源线，特别在接交流电源。不得在冷冻冷藏室使用电器。在任何时候都要保冰箱接的电源电压正确无误（产品的额定电压参数请参看产品的参数标签）。不要打开冰箱的线路盒2.本制冷设备禁止盛放腐蚀危险物品：如酒精，汽油等。不要阻挡冰箱压缩机进出风口。定期给冰箱除霜。或清洁时必须爆掉电源插头。不要用坚硬，锋利的物品及机械设备来清楚恒温箱或塑胶件上的冰块3.不要用带有腐蚀性的材料清洁恒温箱或塑胶件。不得损坏制冷回路。不要把玻璃容器和金属类工具放入冰箱。当空气湿度较大时冰箱部表面出现雾状凝雾属非故障现象，擦干即可。声明：因福意联产品过多，此信息只适合于部分产品FYL-YS-30L/45L/60L等，产品信息如有更改和变动，恕不另行通知；具体信息可来电咨询！

便携式采样运输箱FYL-YS-30L

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

多种型号可供选择：FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

便携式采样运输箱FYL-YS-30L其它拓展

压缩机冰箱常见问题12.压缩机冰箱的使用寿命有多久？·压缩机冰箱使用寿命一般为5年以上，因使用环境不同而有差异。福意联车载冰箱优势：·品质保障，产品全部采用全新材料，经过抗老化测试，在高温下，经久耐用；产品内部包身采用食品级材料，可直接接触食品，使用安全；核心制冷部件均是，质量可靠稳定。·车载压缩机采用直流全封闭压缩机（丹佛斯），无氟，制冷迅速。·采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、，可调范围 -19 ~ 10 ；·车载冰箱产品设计，多数具有外观、技术等方面的，使用起来更是方便舒适；·具备低电压保护功能可以有效保护汽车供电电池的*使用，防止过量消耗电量引起的启动困难；·智能故障检测功能，可以报错指示灯和LED显示故障可能原因，方便及时排除故障。·车内使用：直接连接车内点烟器的12V-24v直流电源；室内使用：接室内220V交流电源；