

意大利HT3100A自动液体进样器

产品名称	意大利HT3100A自动液体进样器
公司名称	北京瑞利祥合技术发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HTA 型号:HT3100A 产地:意大利
公司地址	北京市朝阳区八里庄西里97号楼505室
联系电话	010-85862368 13701289073

产品详情

产品特点：

针对两个进样口顺序自动进样，具有双塔自动进样器的功能

旋转式进样方式，不占用进样口，兼顾手动进样

结构紧凑、轻便，可以在实验室中轻松安装并轻松地在不同的GC/GC-MS上重新定位仪器

产品优势：

增强洗针方式，卓越的分析性能，进样前洗针或后洗针步骤均可加入两种溶剂同时清洗，限度地减低样品交叉污染

可设定多种进针模式（热针进样、冷针进样和“三明治”进针优先进样、环境温度顶空进样、纳升注射.....）有效地减少样品歧视效应

可处理最复杂的采样技术，进针深度可调节，全面优化色谱参数

快速进样，进样时间小于100ms，进样更精确

与各种气相色谱仪无缝兼容，优异可靠的进样技术及低成本的维护技术，最多可提供20位样品不间断无人值守的自动气相色谱分析

精确定位及精密步进马达，确保不出现弯针现象

IQ/OQ/PQ支持服务，符合FDA验证规

技术参数

样品数量	标准配置15个样品瓶，可扩展至20个样品瓶
样品瓶规格	2mL样品瓶
进针容量	可选择100uL，250uL，500uL（标准配置为100uL）
进样体积	最少可达0.1uL
抽取速度	可设定从0.1 ~ 100uL/sec
选样速度	可设定从0.1 ~ 101uL/sec
洗针程序	可设定重复次数达15次，提供六种溶剂清洗
进样模式	反复抽提方式，能有效去除气泡，并可设定重复次数达15次
粘度延迟	可设定1 ~ 60sec
程序方法	10个方法，设定抽取样品、注射、清洗，最小体积为0.1uL，并可设定15个步骤

应用案例：

售后服务：

专业人员上门调试安装

12个月质量保障体系，24h售后服务响应

用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案

了解HTA

自动化科学仪器行业优秀的供应商，我们提供了各种分析仪器前处理和样品制备自动化设备超过25年

我们的大多数应用都在分析化学（色谱）市场，我们还提供用于生命科学（封盖，密封和液体处理附件），临床（生态位小产品）和物理市场的产品

我们致力于追求技术，质量和服务是与客户共同成功的关键因素

通过 UNI EN ISO

9001 : 2015 和 13485 : 2016（医疗器械）质量管理体系认证