

Narishige成茂自动操作仪MMO-4三轴油压悬挂显微操作器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | Narishige成茂自动操作仪MMO-4三轴油压悬挂显微操作器 |
| 公司名称 | 微科（武汉）精密仪器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:成茂 型号:MMO-4 产地:JP |
| 公司地址 | 湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606室 |
| 联系电话 | 15927216267/027-50666092 15387066267 |

产品详情

MMO-4三轴油压悬挂显微操作器

（由MMO-202ND升级而来，其可用性大大提高）

MMO-4显微操作器配备了一个油压操纵杆，可以通过此操纵杆来进行控制平滑的三维移动。改进后，左手或右手进行操作无需另外的调节。操纵杆是控制的关键部件，改进后的操作杆，大大降低了油压装置中操作器过多位移的风险。悬挂式操纵杆，可以使用户舒适地将操作手臂和手放在桌子上。因此，操作者可以以自然的姿势进行实验，维持更长的实验时间而不会有疲惫感。改进的万向节（UT-10），使得设备能够稳定和准确地固定注射针管。

*为了连接显微镜，需要一个粗调显微操作器和合适的显微镜适配器（单独出售）。

*选择B型适配器与MMN-1粗调显微操作器一起安装此微调显微操作器。

*将本微调操作器附带的万向节更换为双移液管支架HD-21（单独出售），可以进行胚胎活检。

*将本微调操作器附带的万向节改为MMO-220A单轴油压显微操作器（单独出售），可实现四维遥控运动。

*MMO-4与回程机构UT-R（单独出售）结合，使设备能够往返移动注射针管。

基本参数：

| | | |
|-------|-----------------|---|
| 附件 | IP 铁板 | |
| | UT-10 万向节 (带角规) | |
| 移动范围 | 微调 | X10mm, Y10mm, Z10mm 旋转一周步进 250mZ 小刻度 2m |
| 移动范围 | | 操纵杆 (用于X-Y平面的Z大移动) 2mm |
| 尺寸/重量 | 控制部件 | W177 × D70 × H178mm, 1.76kg |
| | 驱动部件 | W70 × D40 × H87mm, 168g |
| 液压管长度 | | 0.9m |