

真空箱 真空箱设备 标承实验仪器

产品名称	真空箱 真空箱设备 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

高温真空干燥箱在试验的应用领域和烘箱的区别

有些客户在接触实验室干燥箱的选择时候，对高温干燥箱，高温烘箱，高温电热鼓风干燥箱，真空干燥箱和真空干燥设备一头雾水，满脸茫然，有些学生在购买的时候，只顾问价格，和产品样子，却不清楚各个干燥箱之间联系和区别，这里海向小白为你分享试验箱系列产品-干燥箱的详细介绍：1、高温干燥箱真实叫法就是高温烘箱，主要是用来烘焙、熔腊、灭菌固化使用，这个产品价格干燥箱系列当中算是用的比较多产.....

错误提示”超出频率范围”

检查信号线---重写MCU驱动程序-----更换EPROM----重写EPROM程序-----换驱动板11、通电后不按开关按键即白屏出现背光，按键后图像可正常显示

高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成，部分属于驱动板MCU的开关信号输出不正常，可以重写MCU程序修复---换MCU。

12、数显真空干燥箱液晶显示器通电无显示

电源故障)

这是一个应该说是非常简单的故障，

如果以上方法都没有能帮助你解决问题，希望你能联系厂家，更换设备配件，节约你宝贵的时间成本，显示市场上显示屏整体价格便宜。需要时候请联系厂家

充氮真空箱的用途和保养

充氮真空烘箱是一种新型可造就洁净的恒温环境的电热干燥箱，可满足电子、医疗卫生仪器、仪表，工厂，高等院校、科研部门等有关单位作净化烘箱的需要。

充氮真空烘箱采用不锈钢工作室、不锈钢管作加热，充以净化保护气体排出未经净化的气体。因此干燥箱内造成洁净和温度均匀的干燥环境，有助于提高试品质量，充氮烘箱外形美观，使用方便控温灵敏准确。

充氮真空烘箱使用注意事项

一点：

真空箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。

第二点：

真空箱应在相对湿度 85%RH，周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。

第三点：

真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理，不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。

第四点：

真空泵不能长时期工作，因此当真空度达到干燥物品要求时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，待真空度小于干燥物品要求时，再打开真空阀及真空泵电源，继续抽真空，这样可延长盐雾腐蚀试验箱真空泵使用寿命。

第五点：

干燥的物品如潮湿，则在真空箱与真空泵之间加入过滤器，真空箱，防止潮湿气体进入真空泵，造成真空泵故障。

第六点：

干燥的物品如干燥后改变为重量轻，体积小(为小颗粒状)，应在工作室抽真空口加隔阻网，以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。

第七点：

真空箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200 时，真空箱厂家，会产生慢漏气现象(除6050、6050B、6051、6053外)，此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座，真空箱设备，调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。

第八点：

放气阀橡皮塞若旋转困难，可在内涂上适量油脂润滑。(如凡士林)

第九点：

除维修外，不能拆开左侧箱体盖(6090及6210型除外)以免损坏电器控制系统。

第十点：

真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭，应用松软棉布擦拭。

第十一点：

若真空箱长期不用，真空箱制作，将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂，以防腐蝕，并套上塑料薄膜防尘罩，放置于干燥的室内，以免电器元件受潮损坏，影响使用。

真空箱-真空箱设备-标承实验仪器(优质商家)由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司(www.bcsy.sh.cn)为客户提供“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”等业务，公司拥有“标承”等品牌。专注于试验机等行业，在上海松江区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。