

# 尼康生物显微镜Ci-S

产品名称	尼康生物显微镜Ci-S
公司名称	上海通灏光电科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	尼康: Ci-S 观察筒: 三目 物镜: 4X-100X
公司地址	上海市宝山区联泰路63号3幢4016室（注册地址）
联系电话	021-54438173 18321151187

## 产品详情

尼康生物显微镜Ci-S

尼康Ci-S显微镜性能

Nikon Ci-S生物显微镜参数

Nikon尼康Ci-S生物显微镜配置

尼康Ci-S生物显微镜哪家代理商

Nikon尼康Ci-S病理科显微镜

尼康Ci-S生物显微镜怎么样

欢迎来电咨询尼康 [Ci-S生物显微镜](#)详细信息！[上海通灏光电科技有限公司](#)提供尼康Ci-S生物显微镜，更能提供良好的售后服务和优质的解决方案。

本公司所销售的产品，价格优惠，质量保证，全部货物保证原装，欢迎来电咨询。

我们公司除了代理销售尼康Nikon生物显微镜，还代理销售奥林巴斯OLYMPUS生物显微镜，蔡司ZEISS生物显微镜等原装进口光学仪器，欢迎大家来电咨询。

尼康研发的ECLIPSE Ci系列临床和检验显微镜可以让使用者在观察期间始终保持舒适的姿

式，简化了放大倍率切换、光线强度重现和图像拍摄等设定操作，可以满足使用者对显微镜的多种要求。Ci系列显微镜的底座小巧，节约了占用的观察空间。尼康研发的ECLIPSE Ni系列则可提供出色的光学性能和多种成像可能性。高度进化的Ci/Ni系列显微镜使日常分析变得舒适和灵活。

绿色环保 符合人体工学 简单易用 功能丰富 照明强度高、使用寿命长且节省电能

设计可根据使用者的自然姿态灵活调节 显微镜\*控制和图像拍摄轻轻一按，轻松完成

可对多种标本进行灵活观察

新研发的高亮度LED是一种功耗低的环保光源，可以提供均匀分布的照明，同时由于其使用寿命长而无需频繁更换灯泡。

陶瓷涂层载物台 载物台上有一层耐用的防刮擦涂层。通过环保照明观看未通过环保照明观看\* 为了强调渐晕，拍摄这些图像时未使用阴影补偿。符合人体工学

人体工学双目镜筒 可以调节目镜角度和加长目镜。可以通过DSC端口安装照相机。

人体工学双目镜筒眼点升高器

可以根据使用者的自然姿态调节视点高度，可根据不同用户的不同身高灵活调节。物镜转换器垫片降低加装载物台的位置 通过加装物镜转换器垫片降低载物台的高度，以便轻松更换标本。可调节高度的载物台手柄 将手放在舒服位置轻松移动载物台。

规格参数

		Ci-E	Ci-L	Ci-S
镜体	光学系统	CFI60 无限远光学系统		
	照明	高发光白色 LED 照明灯（生态照明）		6V30W 卤素灯  内置 ND4，ND8，NCB11 过滤器
		光强自动记忆功能		-
	控制	图像捕捉按钮 物镜转盘的旋转按钮远程Pad 控制		ND滤镜/开关
	目镜	CFI 10x (22)		
	(F.O.V. mm)	CFI 10xM photomask (22)  CFI 12.5x (16)  CFI 15x (14.5)  CFI UW 10x (25)  CFI UW 10xM photomask (25)		
	聚焦	同轴粗、细聚焦、聚焦行程：30mm，粗：9.33mm/转，细：0.1mm/转		

		粗调焦旋钮可调，在聚焦功能
观察筒	F.O.V. 22 mm	C-TB 双目观察筒
	(目镜/端口)	C-TE2 人体工程学双目观察筒(100/0、50/50通过可选C-TEP2 DSC端口)倾角:10 - 30度,扩展:40mm
	F.O.V. 25 mm	C-TF 三目观察筒(100/0, 0/100)
		C-TT三目观察筒(100/0, 20/80, 0/100)
物镜转盘		电动6孔物镜转盘与分析槽 (建于主体)
		C-N 六孔物镜转盘 C-NA六孔物镜转盘与分析槽
		两个物镜之间转换功能
载物台		矩形载物台，交叉行程78 X(*)54(Y)mm与游标刻度,带可调节手柄
		C-SR2S 右手载物台带双玻片标本夹
		C-CSR1S 右手载物台带单玻片标本夹
		C-CSR C-CSR右手陶瓷载物台 (C-H2L标本夹，2L或C-H1L的样品夹连接器可以连接)
聚光镜	电动	CI-C-E电动摇出式聚光镜，聚焦行程:27毫米
	手动	聚焦行程:27毫米
		C-C阿贝聚光镜NA 0.9
		C-C 消色差聚光镜 NA 0.9
		暗场聚光镜，X/Y (油 or 干)
		C-C 相差聚光镜
		C-C 消色差/消球差聚光镜 NA 1.4
		C-C 消色差滑动式聚光镜 2-100x
		C-C消色差摇摆式聚光镜1-100x
		消色差摇摆式聚光镜 2-100x
		X LWD聚光镜