

尼康TS2倒置显微镜

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 尼康TS2倒置显微镜 |
| 公司名称 | 上海通灏光电科技有限公司 |
| 价格 | 42000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:尼康 型号:TS2 观察筒:三目 |
| 公司地址 | 上海市宝山区联泰路63号3幢4016室（注册地址） |
| 联系电话 | 021-54438173 18321151187 |

产品详情

尼康TS2倒置显微镜

尼康倒置显微镜Ts2使用说明下载

尼康倒置显微镜Ts2-FL参数表

尼康倒置显微镜Ts2多少钱

尼康倒置显微镜Ts2代理商

尼康倒置显微镜Ts2-FL配置清单

尼康倒置显微镜Ts2资料

尼康倒置显微镜Ts2-FL标准配置都有哪些配件！

欢迎来电咨询尼康 [TS2倒置显微镜](#)详细信息！上海[通灏光电科技有限公司](#)提供尼康TS2倒置显微镜，能提供良好的售后服务和优质的解决方案。

本公司所销售的产品，价格优惠，质量保证，全部货物保证原装，欢迎来电咨询。

我们公司除了代理销售[尼康Nikon](#)生物显微镜，还代理销售[奥林巴斯OLYMPUS](#)生物显微镜，[蔡司ZEISS](#)生物显微镜等原装进口光学仪器，欢迎大家来电咨询。

尼康公司推出更精确，更高效的常规倒置显微镜产品ECLIPSE Ts2

ECLIPSE Ts2常规倒置显微镜是入门倒置显微ECLIPSE TS100的更新产品，它继承了ECLIPSE TS100可靠的光学性能，同时提升了功能性和使用效果。尼康新开发的浮雕反差观察方式使用方便，专为细胞观察设计，提升了该产品在生物医药基础研究领域的用途。

产品信息

产品名称：常规倒置显微镜 [ECLIPSE Ts2](#)

ECLIPSE Ts2（透射照明型）

ECLIPSE Ts2-FL（透射照明和落射荧光照明型）

产品介绍

倒置显微镜采用物镜朝上的设计以便从标本的下方进行观察，因此被广泛地应用于生物医药实验室，用于查看培养细胞的生长状态，荧光蛋白的表达情况等，尼康新推出的ECLIPSE Ts2常规倒置显微镜操作简便，光学性能优异。

产品特点

1. 新开发的反差观察方式“浮雕反差”

相差观察是未经染色的透明活细胞主要的观察方式，浮雕反差作为一种新的反差观察方式，操作更加简单，并且可以呈现较厚样品（如iPS细胞）的三维立体反差效果，传统的相差观察方式则无法做到这一点。

2. 采用LED照明

ECLIPSE Ts2和ECLIPSE Ts2-FL均采用LED透射光照明，因此，无论是透射照明还是落射荧光照明都无需再进行传统的调节和频繁的更换灯泡。此外，LED照明的零预热时间使得细胞观察更为快速。

新的可选配件遮光板，能够阻挡环境光线，使得在明亮的室内也能进行荧光观察，并得到更高信噪比的荧光图像。

3. 提升可操作性

span style="font-size: 12px;font-family:

宋体">主机前面板上设计了“透射光/反射荧光”开关和切换按钮，ECLIPSE Ts2-FL机身左侧为透射光照明控制，机身右侧为落射荧光照明控制。合理的控制按钮设计提高了操作的便利性。

性能参数

| 型号 | Ts2 | Ts2-FL |
|--------|--------------------------------|-------------------------|
| 观察方式 | 明场，相差，切趾相差，浮雕反差 | 明场，相差，切趾相差，浮雕反差 落射荧光 |
| 光学系统 | CFI60 无限远光学系统 | |
| 照明 | LED透射照明 | |
| | 落射荧光照明 | |
| 目镜 | 10x (F.O.V.22) | |
| 物镜转盘 | 五孔物镜转盘 | |
| 聚光镜 | 超长工作距离聚光镜 (NA 0.3、 W.D.75mm) | |
| 浮雕反差观察 | 浮雕反差滑块 (安装于聚光镜插槽和目镜筒插槽) | |