

便携式一体化食品安全检测仪价格

产品名称	便携式一体化食品安全检测仪价格
公司名称	山东恒美电子科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:恒美 型号:HM-GS200 产地:山东
公司地址	潍坊市欧龙科技园
联系电话	0536-2223430 19953627753

产品详情

食品安全检测仪产品用途：

该多功能食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备，广泛应用于食药监局、卫生部门、高等院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。

应用范围：

多功能食品安全检测仪可现场快速检测非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、抗生素类残留、激素类残留、毒素类残留、化学类残留等200多项的快速定性定量检测。如甲醛、二氧化硫、吊白块、过氧化氢、亚硝酸盐、蛋白质、蜂蜜果糖和葡萄糖、蜂蜜中蔗糖、过氧化值、酸价、白酒中的杂醇油、铅、汞、砷、锡、镉、硼砂、食盐中碘、过氧化苯甲酰、红色色素（胭脂红、苋菜红）、黄色色素（柠檬黄、日落黄）、蓝色色素（亮蓝）、食醋的总酸、酱油的总酸、苯甲酸钠、甜蜜素、木耳中硫酸镁、芝麻油纯度、油脂丙二醛、溴酸钾、余氯、谷氨酸钠、挥发性盐基氮、山梨酸、糖精钠、饮料中维C、酱油氨基酸态氮、肉制品酸价、水发产品中组胺、蜂蜜淀粉酶、蜂蜜酸度、罗丹明B、三聚氰胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、孔雀石绿磺胺类、猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、黄曲霉毒素B1、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪口蹄疫3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感等快速检测。

产品性能：

一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。

一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。

胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出试纸。

CT线自动识别，无需手动调整。

样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。

高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。

内置强大的数据库，可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。

兼容市场上所有的胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。

主要参数：1、主控芯片采用32位处理器，运转速度更快，稳定性强。

2、显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。

3、直流12V供电，可连接车载电源。

4、单波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。

5、光源亮度自动调节与校准6、脉冲式恒流驱动，避免连续发光引起光衰和温漂。7、内置最新国家限量标准，可继续更新。8、可设置密码登录9、不间断进样，连续检测8、样本编号自动累加。10、检测项目可扩充。11、检测结果可批量打印，批量上传。12、检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。13、检测结果存储容量20万条14、支持Wifi网络，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警15、高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告。16、标准USB接口，免驱动安装。

17、固件可升级

技术参数：

1、农残：检出下限：抑制率5%，检测范围：抑制率(0~100)%

2、甲醛：检出下限：1mg/kg，检测范围：(0~100) mg/kg

3、亚硝酸盐：检出下限：1mg/kg，检测范围：(0~100) mg/kg

4、二氧化硫：检出下限：1mg/kg；5mg/kg，检测范围：(0~100) mg/kg；(0~500) mg/kg

5、吊白块：检出下限：5 mg/kg，检测范围：(0~500) mg/kg

6、蛋白质：检出下限：0.5%，检测范围：(0~50)%

7、硼砂：检出下限：5 mg/kg，检测范围：(0~100) mg/kg

8、双氧水：检出下限：5 mg/kg；10 mg/kg；100 mg/kg，检测范围：(0~500) mg/kg；(0~1000) mg/kg；(0~10000) mg/kg

9、硝酸盐：检出下限：10 mg/kg；40 mg/kg，检测范围：(0~1000) mg/kg；(0~4000) mg/kg

10、重金属铅：检出下限：0.5 mg/kg；0.2 mg/L，检测范围：(0~50) mg/kg；(0~20) mg/L

选配试剂和次数

1

二氧化硫

100次/套

26

色素 苋菜红

100次/套

2

甲醛

27

色素 靛蓝

3

吊白块

28

色素 亮蓝

4

硝酸盐

29

色素 胭脂红

5

亚硝酸盐

30

色素 日落黄

6

蛋白质

31

色素 柠檬黄

7

茶多酚

32

硼砂

8

芝麻油

33

过氧化苯甲酰

9

食盐中碘含量

34

食醋总酸

10

尿素

35

蜂蜜蔗糖

11

双氧水

36

蜂蜜果糖

12

甲醇

37

葡萄糖

13

糖精钠

38

酸价

14

食用油过氧化值

39

山梨酸

15

谷氨酸钠（味精）

40

总余氯

16

苏丹红 号

41

硫化钠

17

苏丹红 号

42

甜蜜素

18

苏丹红 号

43

安赛蜜

19

苏丹红 号

44

溴酸钾

20

游离性余氯

45

硫酸铝钾

21

氨基酸态氮(酱油)

46

苯甲酸

22

重金属铅

47

硫氰酸钠

23

六价铬

48

组胺

24

砷

49

挥发性盐基氮

25

汞

50

病害肉

