

净化保温柜保暖柜

产品名称	净化保温柜保暖柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 产品:恒温箱，保温柜，保冷柜
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

怎样维护手术室净化的整洁,关于手术室净化我们大家现在在里是已经比较熟悉的了，它保手术室里面的洁净环境，而且也能够降低感染率，让患者更好的进行治疗，但是我们应该怎样维护手术室净化的环境卫生呢，下面小编就给大家讲解几个方法。净化保温柜保暖柜制造

北京福意联有限公司拥有雄厚的技术力量和一批素质优良、技能高超、经验丰富、管理的员工队伍，并拥有多项发明。企业了9001：2000质量管理体系和产品。我公司将一如既往地坚持“为用户提供高质量的产品、让用户满意、让用户放心、让用户永无后顾之忧”的经营宗旨，以“诚实、守信、快捷、满意”的服务态度，与商家和客户真诚合作。坚持“以人为本”和“开拓**”的发展理念，注重整体素质的培养和提高，给每个员工提供了充分施展才能的空间，致力打造“诚信、团结、和谐、务实”的团队。对待客户与合作伙伴始终坚持“双赢共进、互惠互利、共同发展”的思想，竭诚提供质量优良的产品和细心周到的服务，以更加开放的姿态共谋发展，携手共创美好的未来。

净化保温柜保暖柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联净化保温柜保暖柜由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美净化保温柜保暖柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的

宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温*门锁，防止任意开启，压缩机,采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

洁净手术室的维护需要做到经常性与周期性，经常性是指需要对手术室内流动性较强的器皿与常用医疗设备做到实时清理，而周期性则是指需要定时对一些不经常维护的手术室内的物件进行清理。

净化保温柜保暖柜推荐参数：

推荐保温柜\保冷柜参数：

保温柜控标参数：容积：150升，温度0-100℃，微电脑触屏面板带双锁带报警（操作简单*），尺寸：595×570×865mm，机器附带检测报告，符合14001和9001

保冷柜控标参数：容积：150升，温度2-8℃，微电脑触屏面板带单锁带报警（操作简单*），尺寸：595×570×865mm，机器附带检测报告，符合14001和9001

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定*性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和*锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

净化保温柜保暖柜特点：产品性能：控温方式：微电脑智能温控系统，亮LED数字设定、数字显示；温度分辨率：1（度）；温度波动度：±1（度）；报警功能：±5 超温报警响起，另有几款产品有断电报警，温感故障报警；致冷单元：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室内部温度均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：方便观察；搁架：间距可调搁网。款式：立式。温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。数字显示，便于远距离观察；超温报警。*报警系统：报警方式（声音蜂鸣报警）；外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。PTC:制热稳定，静音。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更*.....抽屉式各层，可根据存放的物品随意调整。宽电压带设计（187—242V）。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

净化保温柜保暖柜福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

洁净手术室的周期性清理维护工作主要包括以下几点：定期清理净化系统的过滤器；每年对净化系统风机组进行检查，并对风机设备做保养；的、按时的对净化空间进行；定期对房间内的病菌含量、风速以及洁净度进行检测。

净化保温柜保暖柜产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联公司自始到终恪守“服务于社会，造福于人类”的企业宗旨。本着“用户为尊、信誉为本、以新竞争、质量取胜”的经营方针，竭诚为您提供*、可靠、质优、价廉的工程设备和令阁下满意的全方位服务。敬请垂询！福意联公司公司宗旨：质量、服务至上，客户的需要是我们每个福意联人奋斗的目标。

行业说明

净化手术室是重点,其对洁净度要求很高,控制也复杂。随着现代化的建设与发展,给空调净化系统的日常维护和故障工作带来新的、更高的要求。本文阐述了净化手术室空调净化系统的几个典型故障,并提供了相应的处理方法。

净化手术室温度不准确

由于术间内热源主要是靠加热电阻提供,温度!值是由温度传感器进行检测,检测值输入到显示面板和控制系统上,再与设定值进行比较,差值来控制多段加热电阻接触器的启停进行温度调节。冬季手术过程中,人体感觉术间内温度偏低。这时可能的原因有如下几个:

1、 出现这种故障时,我们要观察手术室内控制面板温度设定是否偏低,如果设定值偏低,适当调高设定值,净化手术室温度一般设定在22-25 之间,如果调节设定值运行一段时间后,面板温度显示没有什么变化,这时就要去机房查看加热系统是否正常工作,如果加热系统不正常工作,主要原因是控制系统的过热保护部分动作,或主回路跳闸等,这时我们再加以处理,排除故障。

2、 如果净化手术室内控制面板温度设定值和显示值都在正常范围内,而且加热系统也正常运行,但是手术室内温度还是感觉低,那么很可能的原因就是温度传感器老化,检测值与实际真实值不一致,偏差过大造成,这时更换温度传感器即可排除故障。温度偏高时,方法类似,夏季时,我们也可以用以上思路排除制冷系统出现的相关问题。