

粘附载玻片 防脱载玻片

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 粘附载玻片 防脱载玻片 |
| 公司名称 | 杭州医国仁生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 规格:75x25x1mm 包装规格:50片/盒*50盒/箱 工艺:新型自动化设备涂层 |
| 公司地址 | 杭州市余杭区仓前街道海曙路18号2号楼402 |
| 联系电话 | 0571-88525989 15058166598 |

产品详情

一、产品介绍：

1.产品规格：标准载玻片（长宽高：75.0×25.0×1.1mm）；包装：50片/盒×50盒/箱，2500片/箱；

2.产品外观：浮法玻璃材质,抛光边,单头单面白色涂装，45°角，洁净塑料盒、真空包装；

3.产品性能：我公司粘附载玻片采用自主研发的、独特的玻片处理工艺，自主研发配方的涂层液，采用新型的自动化设备进行涂层。涂层材料安全、无毒无害、无细胞毒性，安全环保，性能稳定。该载玻片涂层材料不但带有永久性、分布均匀、稠密的正电荷，并且还具有较强的物理粘附性，均匀涂布、附着在经特殊处理的洁净载玻片上，使粘附载玻片在2年有效期限内性能更稳定、附着力更强、更洁净、保质期更长，粘贴牢固,透明度好。能够满足各类组织、细胞等不同样本、不同后续处理的粘附力及防脱要求。可快速、牢固的吸附组织和细胞；制片过程中吸附的细胞数量较多、分布均匀，耐受固定、染色、脱水、洗涤及其他药物等的各项处理，使粘附的细胞及组织在后续的处理过程中不易脱落或局部掉片，具有很好的制片效果；在湿润的条件下也适用于处理易漂浮细胞。

4.适用范围：适用于各种病理组织片、冰冻组织片、各种液基细胞样本，特别适用于液基薄层细胞制片术（TCT），使制成的薄层细胞片细胞呈单层、均匀分布，细胞量多，细胞不重叠、不掉片，观片清晰，适用于液基细胞学所有的制片方式（包括膜式、离心式、沉降式制片），适用于宫颈脱落细胞、痰液、胸腹腔积液等多种样本的液基或薄层细胞学检查。

