

BG-TE027 重金属检测仪

产品名称	BG-TE027 重金属检测仪
公司名称	厦门百谷生物工程有限公司
价格	1.00/1
规格参数	百谷:厦门百谷 BG-TE0:BG-TE027 厦门:福建厦门百谷
公司地址	厦门市海沧区新阳街道翁角路289号科创大厦3层03单元
联系电话	86-0592-5196680 15959518593

产品详情

品名：重金属检测仪

型号：BG-TE027

检测范围：测定常规Pb（铅）、Cr（铬）、As（砷）、Al（铝）、Hg(汞)、Zn(锌)、Fe(铁)、Mn（锰）、Cu（铜）等元素。项目根据需要选定。

一、仪器功能与特点：

- 1、快速定量检测食品、水质、中药材等领域的重金属元素。
- 2、十通道光路系统，同时快速检测十个样品。
- 3、采用新型仪器结构设计，无机械移动部件，抗干扰、抗振动，检测精度高，仪器寿命

长。

- 4、大屏幕彩色液晶中文显示，人性化操作界面，读数准确、直观。
- 5、采用USB接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，实现数据查询、浏览、分析、统计、打印和发布信息。
- 6、智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障。
- 7、自动保存检测结果，数据存储量大，内置微型打印机，可实时打印检测结果。
- 8、提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金包装箱。
- 9、内置大容量充电电池，在无外接电源时可连续工作4小时。
- 10、样品前处理便捷。

二、重金属检测仪主要技术指标

- 1、吸光度准确度： $\pm 2.0\%$ 2、线性误差： $\pm 1.0\%$
- 3、吸光度重复性： ± 0.005 4、通讯接口：USB
- 5、电源：采用5V3ADC电源适配器（输入120~240VAC，频率：50~60HZ）
- 6、仪器工作环境:温度0~40,湿度35~85% 7、检测范围和检测下限：0-200mg/L 0.5mg/L
- 8、检测时间：每个样品的前处理10-20分钟，检测出结果3分钟；

9、随机打印结果，也可以通过电脑储存打印结果