

比色杯 苏州陶迈森分析仪器 雷杜RT120反应杯比色杯

产品名称	比色杯 苏州陶迈森分析仪器 雷杜RT120反应杯比色杯
公司名称	苏州陶迈森科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区（吴中区）星湖街1211号仁恒PAR KA座5F
联系电话	13862625813

产品详情

迈瑞Mindray全自动生化分析仪BS120比色杯样品杯

详细说明

产品说明：规格型号：迈瑞BS120比色杯，比色杯ERBA XL 200，5个杯位/联 1000联/箱
材质：光学高透光度塑料 应用范围：迈瑞BS120系列生化分析仪器用 相关产品：
BS300反应杯(适用于迈瑞BS300全自动生化分析仪，CS/800比色杯反应杯，10个杯位/联 1000联/箱
BS200反应杯(适用于迈瑞的BS200全自动生化分析仪，10个杯位/联 1000联/箱
BS400反应杯(适用于迈瑞BS400全自动生化分析仪，雷杜RT120反应杯比色杯，10个/联 1000联/箱
更多品牌：雷杜比色杯（适用于雷杜生化仪160; 240/310/360; 420）新产业比色杯
日立比色杯（适用于日立7100; 7060; 7080）联系我们：企业名称：苏州陶迈森科学仪器有限公司
地址：江苏苏州工业园区星湖街1211号仁恒PARK A座
5F；联系人：陶经理；企业邮箱：taomsun@；可搜索阿里巴巴国内站。

实验室光学塑料ACL2800化学发光比色杯

产品情况

产地：苏州；订货号：ACL2800化学发光比色杯

加工定制：是；品牌：Taomsun

产品适用范围：ACL2800化学发光仪器；外形尺寸：510*400*310（MM）

重量：12.5（kg）；每箱：3000联

1.ACL2800全自动化学发光免疫分析仪用比色杯

适用于ACL2800全自动化学发光免疫分析仪

6个杯位/联，60联/盒，3000联/箱

更多品牌选择：

迈瑞比色杯（适用于迈瑞 BS-380; BS-400; BS-480）

雷杜比色杯（适用于雷杜160;240/310/360; 420）

日立比色杯（适用于日立7100；7060；7080）

正确使用比色杯的实用技巧

适当的比色杯准备

在使用比色皿进行测量之前，必须始终确保其内部和外部清洁。如果与样品一起引入浊度计的比色杯室，则它也必须在外干燥且没有任何污染。

使用硅油为比色杯加油是有意义的，特别是对于浊度值非常低的测量。它具有与比色杯相同的折射率，因此不会对测量产生不利影响。相反：非常薄的硅树脂层补偿比色杯中的最小缺陷，从而导致更精确的测量。最简单的方法是用无油布蘸少许硅油仔细搓揉，然后用油擦拭。

处理后，比色杯，比色杯应该显得几乎干燥，应该看不到残留的油。完成后，建议对尘埃颗粒进行目视检查。油布可以拿起来用于未来的治疗。但是，将其存放在密封袋中以避免污染。

比色杯-苏州陶迈森分析仪器-雷杜RT120反应杯比色杯由苏州陶迈森科学仪器有限公司提供。比色杯-苏州陶迈森分析仪器-雷杜RT120反应杯比色杯是苏州陶迈森科学仪器有限公司（shop1357371039766.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陶沙。