

奥林巴斯CX33三目显微镜

产品名称	奥林巴斯CX33三目显微镜
公司名称	上海通灏光电科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:CX33 观察筒:三目
公司地址	上海市宝山区联泰路63号3幢4016室（注册地址）
联系电话	021-54438173 18321151187

产品详情

奥林巴斯CX33三目显微镜

奥林巴斯CX33三目显微镜现货

奥林巴斯CX33三目显微镜价格

奥林巴斯CX33三目显微镜配置

奥林巴斯CX33显

显微镜是奥林巴斯公司新推出的型号

，是奥林巴斯CX31的替代版，我们[上海通灏光电科技有限公司](#)

常期备有奥林巴斯显微镜现货，可以满足客户的随时需求，全部厂价直销，现货直发，顺丰包邮送货到家，可以为您提供满意的服务。相关奥林巴斯显微镜CX33价格，奥林巴斯显微镜CX33参数，OLYMPUS显微镜CX33配置欢迎广大客户来电咨询。

[奥林巴斯CX33显微镜](#)

使用户能够在长时间的常规显微镜观察中保持舒适。显微镜架符合用户的手，控制旋钮的位置可很大限度地实现人体工程学，从而提高工作效率。用户可以用一只手快速设置一个样品，同时调整焦点，另一只手运动载物台，移动很小。显微镜还具有可选的摄像头端口用于数字成像。

照明均匀，色温恒定 奥林巴斯生物显微镜CX33采用LED照明，其色温实现了日光效果，因此，在样品的自然色条件下即可进行观察。由于在任何亮度条件下色温保持恒定，所以在需要改变亮度时，省掉了调整的时间。CX33显微镜的LED灯均有长达60,000小时的设计寿命，如此不仅节约成本，而且在LED整个使用寿命中，其亮度始终保持稳定。轻松设定，成像清晰 在使用CX33时，可以通过锁定孔径光阑

来保存偏好的对比度。从而实现了在更换样品意外触碰孔径光阑时，其依然固定在之前设置的理想位置。显微镜引入了平场消色差物镜，能够在宽视场内呈现高图像平整度的清晰图像。这在常规显微镜观察中有助于操作者能够看到清晰均匀的样品。全面拓展，提高效率 奥林巴斯CX33全面的拓展性，可以应对多种观察使用的需求，也可以用单手快速地将样品放入取出。样品夹夹口略开，在操作过程中将样品牢牢夹住。这种多用样品夹适用于多种样品类型，这其中包括血球计。低位配置的调焦旋钮可以使操作者在使用显微镜观察的同时，能够将双手及前臂放在观察台上，有助于实现肢体的舒适度提升。聚焦塞可以在高放大倍数观察时，防止样品意外碰撞物镜。根据CX33显微镜的性能参数，想必大家已经对显微镜有了足够的了解，但是，在使用或者保养维护显微镜的时候，还是要有正确的方式方法，切忌在不懂的情况下私自操作。详细内容可以咨询上海通灏光电科技有限公司相关技术人员。

技术参数

光学系统	无限远光学系统
照明系统	内置传输照明系统
	柯勒照明（固定光圈）
	2.4 W LED（标称值），预对中
聚焦	载物台垂直移动（粗动行程：15mm）
	用于粗调旋钮的每旋转行程：36.8mm，聚焦挡块
	用于粗调旋钮的扭矩调节
物镜转换器	精细调焦旋钮（最小调节等级：2.5 μm）
载物台	固定四孔物镜转盘，向内倾斜
	线性机械固定载物台，（W × D）：211mm × 154mm
	行程（X × Y）：76mm × 52mm
	单个样品架（可选：双试样架，板架）
	标本位置刻度
观察筒	XY载物台移动止动器
	30° 倾斜三目观察筒（抗真菌）
	光路选择器：目镜/摄像头端口= 100/0或0/100
	瞳距调节范围：48-75mm
目镜（抗真菌）	眼点调整：375.0-427.9mm
	10X视场数（FN）：20
	15X视场数（FN）：16（可选）
聚光镜	阿贝聚光镜NA 1.25，油浸式
观察方法	内置光圈调节
	明场、暗场

物镜

平场消色差物镜，抗真菌

4X NA0.1 W.D.27.8mm

10X NA0.25 W.D. 8.0 mm

20X NA0.4 W.D. 2.5 mm (可选)

40X NA0.65 W.D. 0.6mm

100X NA1.25 W.D. 0.13 mm (可选)

额定电压/电流

AC 100240V 50/60Hz 0.4A

外形尺寸

211 (W) x 397 (D) x 430 (H) mm

重量

约7kg