

WelchAllyn（美国-伟伦）Spot视力筛选仪VS100

产品名称	WelchAllyn（美国-伟伦）Spot视力筛选仪VS100
公司名称	沈阳明威仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:WelchAllyn 型号:VS100 产地:美国
公司地址	辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路2号14-6（注册地址）
联系电话	13166712402

产品详情

WelchAllyn（美国-伟伦）Spot视力筛选仪VS100

Spot视力筛查仪是一款手持的便携式设备，能帮助用户快速、准确地检测年龄由六个月至成年的患者的视力问题。

Spot
视力筛查仪允许您测试所有的病人。不论年龄、眼睛颜色、或其它潜在限制因素的潜在迹象：

用Spot简化视力筛查 客观、准确的结果、近视、远视、散光（视力模糊）、屈光参差（屈光力不等）、斜视、瞳孔大小不等（屈光力不等）。

用Spot简化视力筛查手持、便携的独立设备一秒捕获时间，快速双目筛选，易使用，易培训，无线打印，无创3英尺的工作距离，WiFi 连接。

客观、准确的结果。几秒内自动筛选，提供全面、客观的结果，易于理解的结果有助于确定后续护理，短时间内成功捕获数据，可靠的自动化的筛查，意味着你将更准确地针对需要找眼科保健专家进行，比使用其它筛查手段更全面检查的病人。

等效球镜度：

范围：-7.50D 至 +7.50D，增量为 0.25D

准确度：-3.50D 至 3.50D， $\pm 0.50D$

-7.50D 至 $< -3.50D$ ， $\pm 1.00D$

$> 3.50D$ 至 6.00D， $\pm 1.00D$

柱镜度：

范围：0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D

准确度：0.00D 至 1.50D， $\pm 0.50D$

$> 1.50D$ 至 3.00D， $\pm 1.00D$

柱轴：

范围：1 至 180 度，增量为 1 度

准确度： ± 5 度（对于柱镜值 $> 0.5D$ ）

瞳孔大小：

范围：4.0 毫米至 9.0 毫米，增量为 0.1 毫米

准确度： ± 0.1 毫米

瞳孔距离：

范围：35 毫米至 80 毫米，增量为 1 毫米

准确度： ± 1 毫米

每次测量的时间：1 秒

测量距离：1 米 ± 5 厘米

固定目标：随机视觉图样和声音

测量原理：光学反射