

# 多功能测燃料油品热值机相关介绍

产品名称	多功能测燃料油品热值机相关介绍
公司名称	鹤壁市开平仪器销售有限公司
价格	100.00/台
规格参数	测温范围:5-40 温度分辨率:0.0001k 精密度: 0.1%
公司地址	鹤壁市山城区朝霞街
联系电话	0392-2121168 18639203323

## 产品详情

多功能测燃料油品热值机相关介绍，多功能测燃料油品热值机相关介绍由【鹤壁测油热值的仪器】提供的燃料油品热值机大卡机：186.3920.3323烧火油热卡检测仪、液态燃料热值检测仪，油品热值检测仪器、烧火油料热值检验机、锅炉烧火油热值检测仪器、燃油热值检测仪、测油热值仪，燃料油品热值机

如何用燃油热值仪检测出准确燃料油热量大卡呢？在检测化验生物燃料油热值的应该注意哪些事项呢？

化验结果准不准确，取决两个方面：一：测油热值仪质量好不好。二：测油热值仪校准。

下面开平热值仪器公司技术服务部为大家详细介绍以一下燃料油品热值机的校准方法。

首先咱们假定【燃料油品热值机本身质量是可靠的】。那么剩下的就是如何调整生物质燃料油油热值机器了。

一：要想把测油热值调准确，首先要和仪器加满【蒸馏水或则纯净水】普通的自来水反复使用后，会形成水垢【普通自来水本身含矿物质比较多】都会影响燃料油品热值机校准的精准度。

二：测油热值仪加满【蒸馏水或则纯净水】应当让油热值仪在其所在的工作环境内静置8小时以上。其目的是油品热值机里面的水和工作环境温度相吻合。

以上2条是油品热值机调准的基本原则。

量热仪只要在正式测试前注意好以下事项就能获得准确性较高的测试结果，和大家写一下：

(1)保持环境温度稳定不变，并等待足够长时间，使外桶温度与环境温度充分一致；

(2)检查仪器热容量所对应的温度与当前温度是否一致，若不一致则重新标定热容量；

(3)对外桶温度受试验次数影响的仪器，应在测试发热量时插做标准物质试验或热容量试验；若发现热容量已变化，则应立即重新标定热容量。