

甘露醇加热器\甘露醇加温器

产品名称	甘露醇加热器\甘露醇加温器
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-281L 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

甘露醇加热器\甘露醇加温器厂家简介：

甘露醇加热器厂家----北京福意联是一家生物学、生理、药理、动物行为、生命、制药、医疗等领域产品供应商和方案提供商，软硬件设备的科技企业，总部位于北京市地标建筑银河SOHO。自公司成立之日起就致力于将国内外优良的实验设备、实验方案推荐介绍给国内优良线的科研工作者，为成为我国生物医学领域的名优我们不懈的努力，以来积累了丰富的行业经验和背景知识，凭借化的团队和真诚的服务理念，我们已经了优异的成绩。

甘露醇加热器与用途：

甘露醇加热器用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚至发生管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。甘露醇加热器对输入液体，对术中、术后低体温症的预防起到关键，减低手术风险。

注：及时得到更多资料和信息请来电咨询

甘露醇加热器参数：

设备类型 型号 温度范围（度） 产品用途 容积（L）

智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-150L 2-48度 恒温/加温/保温 150L

智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-230L 2-48度 恒温/加温/保温 230L

智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-280L 2-48度 恒温/加温/保温 280L

智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-310L 2-48度 恒温/加温/保温 310L

智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-430L 2-48度 恒温/加温/保温 430L

智能型0-100度恒温箱 FYL-YS-151L 0-100度 恒温/加温/保温/快速加热 150L

智能型0-100度恒温箱 FYL-YS-281L 0-100度 恒温/加温/保温/快速加热 280L

智能型0-100度恒温箱 FYL-YS-431L 0-100度 恒温/加温/保温/快速加热 430L

甘露醇加热器实际使用案例图片：

甘露醇加热器适用范围：

甘露醇加热器适用范围：1.手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温

2.手术室对甘露醇的加温

3.对于生理盐水的加温和保温

4.对手术器械的保温

5.对透析液的加温和保温

6.普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

甘露醇加热器产品特点：

温控方式：微电脑进行PID控制

温度设定方式：运行菜单和按上下键进行数码设定方式

温度表示方式：测定温度表示：4行LED数码表示

设定温度表示：红色4行LED数码表示

定时范围：1分--99小时59分以及100小时---999小时50分

运行功能：定值运行/自动停止/自动开始/自动中途停止

附加功能：键盘锁定/停电补偿机能/偏差校正复位功能

加热器回路控制：SSR驱动

传感器：温控传感器和过升防止器都是K型热电偶

安全装置：温控传感器异常，加热器断线，SSR短路以及过升防止器的自我诊断机能。

键盘锁定：过升防止/过电流和漏电保险

甘露醇加热器：

产品质量承诺：1、我公司保供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，有配件设备是正规渠道引进的。保提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。？2、我公司承诺对供设备的质量按有关质量技术及相关法律、法规和规定的要求执行，并按不低于原厂商质保条例及相关供货进行供货，杜绝。伪劣产品。

甘露醇加热器行业知识：

摘要：目的研究静脉输注37-38度液体对围手术期病人体温及术后寒战的影响方法将120例病人随即分成两组，对照组60例（输注室温液体），实验组60例（输注加温液体）；分别记录两组病人前、后30分钟、后60分钟及手术结束时病人的体温，术后寒战发生率，同时记录输注液体总量、全麻病人拔管时间和苏醒时间，并进行统计学处理。结果实验组病人在实验组手术中病人体温维持恒定，手术前及术毕病人体温无显著差异。而对照组各时间段肛温变化及手术后寒战发生率均有统计学显著意义。结论输注加温液体能有效预防围手术期低体温，降低术后寒战发生率。

福意联公司以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的服务宗旨为使命，创造了的企业文化以及的管理理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。现已在范围内形成了的销售网络与合作企业，了可喜的经营成绩，得到了广大消费者和社会的认同

【产品型号】 FYL-YS-151L

【产品形式】 立式

【噪 音】 42dB (a)

【功 率】 120W

【电 源】 AC220V , 50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【内径尺寸】（宽×深×高）：504×425×634mm

【有效容积】 150L

【重 量】 64kg

【温度显示】 LCD数字式

【脚 轮】 有

【止动底角】 有

【外门锁扣】 有

【报警系统】 有高低温报警系统

【温度报警】有

【断电报警】有

【传感器故障报警】有

【电池电量低报警】有

本产品是智能多用途的加温恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数方便，控温精度高。
- 7、报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保障安全运行
- 8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向合理，使工作室温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架
- 5、钥匙

单门	型号：FYL-YS-50L	温度：4~38	外型尺寸：430×480×510mm
单门	型号：FYL-YS-100L	温度：4~38	外型尺寸：480×470×843mm
单门	型号：FYL-YS-138L	温度：4~38	外型尺寸：540×545×833mm
单门	型号：FYL-YS-150L	温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm
单门	型号：FYL-YS-230L	温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm
单门	型号：FYL-YS-280L	温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm
单门	型号：FYL-YS-310L	温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm
单门	型号：FYL-YS-430L	温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm
单门	型号：FYL-YS-151L	温度：0~100	外型尺寸：595×570×865mm
单门	型号：FYL-YS-281L	温度：0~100	外型尺寸：595×570×1445mm
单门	型号：FYL-YS-431L	温度：0~100	外型尺寸：595×675×1805mm
双门	型号：FYL-YS-828L	温度：2~48	外型尺寸：1265×680×1823mm
双门	型号：FYL-YS-1028L	温度：2~48	外型尺寸：1265×680×2115mm

使用方法

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。
- 3、先空箱运行，将面板温度调节至需要的温度，并按锁制键，待温度稳定后将液体放入，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据液体的使用量和来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加

售前服务

提供及时商务咨询；

欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！

售中服务

提供完备的技术资料（使用手册，说明书等）；

向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品。

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供及使用指导服务，本公司出售的产品实行整机保修一年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。

-