

# 长沙综仪生物 高速离心机维修 北京东城区离心机维修

产品名称	长沙综仪生物 高速离心机维修 北京东城区离心机维修
公司名称	长沙综仪生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市螺丝塘路68号星沙壹号企业特区2栋706
联系电话	18310271985

## 产品详情

对高速离心机转子，一般规定铝转子运转1000~1500次或1000~1500h，此后要降速10%使用同样的次数和时间；钛转子保证使用5000次或10000h。若有些转子长期不用，其内部金属组织会发生变化，也应降速使用。厂家保证期限为5年。因此，要求使用者必须坚持记录每个转子的运转次数和累计运转时间。由于科技的发展，最近的高速离心机转子有内镶嵌的智能记忆系统，血液离心机维修，自动完成累计记录，用户不用自己做记录。

低速离心机的清洗方法：

- 1、清洁离心机腔体和转头，并擦干腔内冷凝水。
- 2、使用完后要打开门，直至腔内恢复常温。
- 3、离心之前要平衡样品。
- 4、离心之后要留意消毒和灭菌。
- 5、必要时预冷转子，转头的维护和存放，高速离心机维修，留意保护底部的计数环。
- 6、主电源指示灯不亮时，检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断，同时检查电源线是否接触良好，如保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通。
- 7、还应检查真空泵表及油压指示值，如油压过高而主机也不能启动，必需检查各油路是否堵塞，特别是节流小孔是否畅通，如不畅通应清洗使之畅通。
- 8、轴承损坏或滚动受阻，轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大，北京东城区离心机维修，电机达不到额定转速，应及时清洗或更换轴承。

9、整流子表面有一层氧化物，甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降，应清理整流子及电刷，使其接触良好。

离心机是集多学科、多项技术于一体的高科技产品，离心机广泛应用于生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域，它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异，实现样品的分析分离。

实验室离心机选型时应该考虑一些细节：

- 1、微机控制优于分立元件控制；
- 2、无碳刷电机优于直流电机；
- 3、功能多比少好；
- 4、转速和温度的精度高比低好；
- 5、控制和显示样品的温度比控制和显示腔体温度更实用；
- 6、安全措施越完善越好；
- 7、自动化程序高比低好；
- 8、转头选配范围宽比窄好；
- 9、升降加速度快比慢好。