

# 尼康显微镜SMZ1270/SMZ1270i

产品名称	尼康显微镜SMZ1270/SMZ1270i
公司名称	上海通灏光电科技有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:SMZ1270
公司地址	上海市宝山区联泰路63号3幢4016室（注册地址）
联系电话	021-54438173 18321151187

## 产品详情

### 尼康显微镜SMZ1270/SMZ1270i

上海通灏光电科技有限公司专业销售尼康生物显微镜，NIKON生物显微镜，尼康显微镜SMZ1270/SMZ1270i，尼康SMZ1270/SMZ1270i显微镜，SMZ1270/SMZ1270i尼康显微镜，奥林巴斯尼康显微镜，欢迎您来电咨询尼康NIKON SMZ1270/SMZ1270i体视显微镜的详细信息,上海通灏光电将为您提供专业的显微镜知识和良好的售后服务和优质的解决方案。

全倍率成像。清晰！难以置信。

尼康SMZ1270/1270i体式显微镜提供12.7X（0.63 - 8x）同类别高变倍比。

低倍率具备宽广的视野，其尖端光学可获得全视野明亮清晰的图像，可对观察目标轻松定位。SMZ1270i同时具备智能功能，可自动获取设备的倍率信息。

SMZ1270配备LED透射照明底座

SMZ1270i配备可调节三目镜筒、智能型物镜转盘与LED透射照明底座

| 高变倍比

| 高变倍比

SMZ1270/1270i提供12.7X (0.63 - 8x) 同类别高变倍比。低倍具有宽广的视野可完整观察35mm培养皿，同时高倍可以看到细胞的显微结构。

SMZ1270/SMZ1

270i可观察到整个35mm培养皿

样品：扁头泥蜂

| 新研发的物镜

新研发的WF系列物镜在低倍率刻获得均匀明亮的图像，配合SMZ1270/1270i可获取宽广的视野。此外其扩展了低倍物镜产品线，现在具有0.75X物镜。

| 高层次色差校正

SMZ1270/1270i机身变倍体采用复消色差光学组件，具备高品质色差校正水平。图像清晰并且没有色边。

| 具备状态读取功能的智能型机身 (SMZ1270i)

结合DS-L3相机控制器或NIS-Elements图像软件，SMZ1270i可以检测变倍信息。同时，配合智能型P-RN12物镜转盘配件可以检测当前使用的物镜。变倍信息结合物镜信息，系统可自动改变图像标尺大小，当您在改变倍率时图像中的标尺与测量信息将会自动对应。

筒则变倍与物镜信息，自动改变标尺。

| 易用

| 同轴观察

双物镜专配可轻松进行同轴成像，可进行孔洞底部的观察、精确测量及无畸变的景深扩展 (EDF) 拍摄。

同轴观察

## | 人体工学设计

目镜筒角度可调，您可以调整到舒适的角度。此外，超薄平板底座与LED透射照明底座让您的观察及样品操作都变得无比轻松。

## 观察姿势

使用LED透射照明底座与光纤透射照明底座可在观察的同时进行调节

## | 丰富灵活的附件选择

除了标准附件的选择，您还可以选择机型的体式显微镜配件。包括三目观察筒与超薄LED透射照明底座。此配件不同的搭配可用于不同的日常监测、研究和开发应用。

样品：纤维

样品：半导体加工

样品：GFP标记成年果蝇大脑

Image courtesy of Hokto Kazama, Ph.D., Circuit Mechanisms of Sensory Perception, Brain Science Institute, RIKEN

## | OCC照明

OCC照明增强透明样品结构的对比度

样品：双细胞阶段马粪海胆卵

使用LED透射照明与光纤透射照明底座可对OCC照明进行轻松调节